KolDental
Plandent Division

Katalog produktów



JEDYNIE ZMIANA JEST PEWNA

Heraklit

SPIS TREŚCI:

PROTETYKA 6

A-Silikon classic **8**
A-Silikon dynamic **8**
Orbi-Bite **9**
Orbi-Bite granit **9**
Orbi-Bite green **9**
Orbi-Bite transpa **10**
Orbi-Bite scan **10**
Pistolet do mas 1:1/ 2:1 **10**
Klej do łyżek wyciskowych **11**
Wosk modelowy **11**
Miska do alginatów **12**
Core build-Up **12**
Klej cyjanoakrylowy o średniej lepkości **13**
Diamentowa pasta polerska do użytku zewnętrznego **13**
Precyzyjny lakier dystansowy **13**
Tymczasowe korony poliwęglanowe **14**
ORBI-Temp K&B **15**

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA 16

ORBI-Sept Płyn do dezynfekcji systemów ssących 2.5l (DAY) **17**
ORBI-Sept Płyn do czyszczenia układu ssącego 2.5l (WEEK) **17**
ORBI-Sept Wet Wipes - nasączane chusteczki Standard 12x20 (S) **18**
ORBI-Sept Wet Wipes S chusteczki bez alkoholu **18**
ORBI-Sept Wet Wipes, Flowpack **18**
Orbi-Sept płyn do dezynfekcji powierzchni **19**
ORBI-Sept WL-S **20**
ORBI-Sept WL-K **20**
ORBI-Sept Środek do dezynfekcji wierteł **21**
Orbi-sept IND Środek do dezynfekcji instrumentów **21**
Tray-Cleaner płyn do czyszczenia łyżek wyciskowych **22**
Dezynfekcja spluwaczki **22**
Orange Cleaner 250ml **22**
Effective Spray Tea Tonic **23**
Effective Sensitive Foam **23**
Effective Wipes **24**
Effective Instru EXTRA **24**
Effective Rotary **25**
Effective Suck NF **25**
Effective Pulver **26**
Effective Velodes Soft **27**

WYPEŁNIENIA CEMENTY 29

ORBI-BulkFill **30**
ORBI-HiFil supreme **30**
ORBI-HiFil easy **31**
ORBI-FlowX **31**
GI-Cem Filling REGULAR/FAST **32**
Kompozyt nanohybrydowy Medental **32**
Compomer **33**
ORBI-Bond Universal **33**
ORBI-Bond TE bez acetonu **34**
ORBI-Bond SE one **34**
ORBIS Keramik Aetzgel Wytrawiacz do porcelany **34**
Cavity Liner LC **35**
ResinoCal LC **35**
LC Seal F **35**
Cem SE DC **36**
GI-Cem Luting **36**
GI-Cem Luting Resin **37**
Applicator ORBIS Cap **37**
MTA-Cement **38**
ORBI-Temp NE cement tymczasowy do osadzania, bez eugenolu **38**

ENDODONCJA 40

Pilniki ORBIS Hedstroem **42**
Pilniki ORBIS K-Files **42**
Poszerzacze ORBIS K-Reamers **42**
Orbis RC File **43**
Orbis RC Blue File **43**
Golden One Glider **44**
Gąki piankowe **44**
Endo-Box black **44**
Orbis Golden Taper **45**
Orbis Golden One File **45**
Papierowe sączki **46**
Papierowe sączki Pro Taper **46**
Gutta-Percha ProTaper **46**
Gutta-Percha **46**

NARZĘDZIA 48

Wysokiej jakości przedniopowierzchniowe lusterko wewnątrzustne z rodowaną powierzchnią **50**
Standardowe lusterko wewnątrzustne wysokiej jakości **50**
Uchwyt do lusterek ze standardowym gwintem **50**
ORBIS Trzonek do lusterka PDO 25 Ergo niebieski **51**
ORBIS Trzonek do lusterka 25 **51**
ORBIS Sierp dwustronny Micro PD 301-302 zielony **51**
ORBIS Kireta Gracey **51**
Zgłębnik ze stali nierdzewnej **52**
Dwustronna szpatułka do cementu **52**
Nakładacz Heidemanna **52**
Upychadło kulkowe ze stali nierdzewne **52**
Uchwyt do skalpela ze stali nierdzewnej **53**
Nożyczki do dziąseł Goldman-Fox **53**
Nożyczki do dziąseł **53**

MATERIAŁY DO POLEROWANIA 54

ORBIpol krążki ścierne **56**
ORBI-Flex Scaler **56**
ORBIpol Spiralne dyski z nasypem diamentowym do kompozytu **57**
ORBIpol tec **57**
ORBIpol alloy-F **57**
ORBIpol micro-P **58**
ORBIpol ceram-P **58**
ORBIpol universal **58**
ORBIS Gumki do profilaktyki **58**
ORBIS Gumki do kompozytów **59**
ORBIS Gumki diamentowe do ceramiki **59**
ORBIS Zekrya bur **59**

HIGIENA JAMY USTNEJ 60

Bitebox – pudełka na szyny **62**
Orthobox- pudełka na aparaty DUŻE MIX **62**
Orthobox- pudełka na aparaty MAŁE MIX **62**
ORBI-CHX free **63**
ORBI-CHX **63**
Szczoteczki do zębów dla niemowląt i małych dzieci 0 do 3 lat **64**
Szczoteczki do zębów dla małych dzieci 3 do 6 lat **64**
Szczoteczki do zębów dla dzieci 7-10 lat **64**
Szczoteczki do zębów dla dorosłych **65**
Jednorazowa szczoteczka do zębów **65**
Dwustrefowa szczoteczka do protez dentystycznych **65**
Szczoteczki międzyzębowe (interdentalne) **66**
Szczoteczki międzyzębowe ze zintegrowanym uchwytem **66**
Wykałaczki **67**
Nić dentystyczna woskowana **67**
Taśma dentystyczna woskowana **67**

PROFILAKTYKA 68

ORBI-Prophy Powder classic **70**
ORBI-Prophy Powder SOFT **70**
ORBI-Prophy Powder PERIO **70**
ORBI-Prophy Paste Vario Polish **71**
ORBI-Prophy Paste Vario Polish bez fluoru **71**
Lakier fluorkowy ORBIS **71**
ORBI-Prophy Paste **71**
Szczoteczki nylonowe do czyszczenia i polerowania zębów **72**
Szczotka z naturalnego włosia do polerowania zębów oraz uzupełnień **72**
Szczoteczki nylonowe z miękkim włosiem **72**
ORBI-Prohpy Powder PLUS **72**
Orbis StressGuard II **73**
ORBIS WHITE Take Home Whitening Kit **73**

MATRIAŁY JEDNORAZOWE 74

Matrix-Paski **76**
Uniwersalne szpatułki **76**
Bloczki papierowe **76**
Kofferdam, bez lateksu **77**
Papier sterylizacyjny **77**
Pokrowce na zagłówek **77**
Wielorazowe końcówki do ssaka **78**
Końcówki do strzykawko-dmuchawki **78**
Ssaki chirurgiczne **78**
Jednorazowe końcówki rurkowe do ssaka (Aspirator Tubes) **79**
Rurka do aspiratora z silikonową końcówką **79**
Końcówki mieszające **79**
Kulki z waty **80**
Kulki z waty box **80**
Granulki z gąbki do aplikacji preparatów (Pele Tim) **80**
Dry Pads "pampersy policzkowe" **81**
Wałeczki stomatologiczne **81**
Waciki celulozowe w rolce **81**
Torebka do przechowywania wycisków **81**
Kieliszki jednorazowe **82**
Sterylne igły jednorazowego użytku. Przeznaczone do carpuli **82**
Jednorazowe tacki stomatologiczne **83**
Kubeczki **83**

AKCESORIA 84

System matryc sekcyjnych ORBIS Sectional Matrix System do uzupełnień ubytków klasy II **86**
Paski metalowe do formówki **86**
T-Ölspray **87**
Universal-Spray **87**
ORBIS Silikonspray **87**
Filtr cząsteczek stałych **87**
Pojemnik do dezynfekcji wierteł **87**
Łańcuszek do zapięcia ochronnych serwet stomatologicznych **88**
Łańcuszek do serwet **88**
Szpatułka do mieszania **89**
Szczoteczki do czyszczenia wierteł oraz narzędzi **89**
ORBI-Strips Metalowe paseczki z nasypem diamentowym **89**
Spray okluzyjny **90**
PROTect finisz **90**
Kältespray **91**
Pędzelki puszki do bondingu ORBI-Tips **91**
Pędzelki krótkie **91**
ORBIS Osłonki na płytkę **92**
ORBIS Osłonki Bite Covers **92**
ORBIS Osłonki Sensor **92**
ORBIS Osłonki Planmeca cefalostat **93**
ORBIS Osłonki na kamerę wewnątrzustną **93**
Osłonka na klisze RTG **93**
Torebki do sterylizacji **93**
Pędzelki do modelowania prac ceramicznych **94**
Pędzelki do modelowania, nakładania i licowania kompozytem **94**
Taśma wskaźnikowa **94**

LIKE 95

Rękawiczki nitrylowe LIKE **96**
Like Pędzelki **96**
Instrumenty ręczne z silikonowymi uchwytami **96**
Gumki do kompozytów LIKE **97**
LIKE Gumki do amalgamatów **97**
LIKE Gumki do kompozytów **97**
Pilniki K-File LIKE **98**
Poszerzacze LIKE **98**
Pilniki Hedstroem LIKE **99**
Tipy do skalera **99**
Wiertła diamentowe **100-101**
Serwety LIKE **102**
Tabele pomocnicze **104-105**



Nie pasuje? ZWRACASZ!

Razem z nami wypróbuj produkty marki ORBIS,
a jeśli nie spełnią Twoich oczekiwań, zwróć je do 30 dni*

*Zwróć produkt otwarty, częściowo zużyty, a my zwrócimy Ci pieniądze. Zwrotu można dokonać w ciągu 30 dni od dokonania zakupu! Promocja dla nowych Klientów lub Klientów, którzy nie dokonali zakupu w ciągu ostatnich 6 miesięcy, któregoś z zamieszczonych produktów. Z promocji można skorzystać jednokrotnie na jedną sztukę produktu. Warunki promocji dostępne są na stronie **www.koldental.com**

ORBIS ORBIS ORBIS ORBIS

KolDental
Plandent Division



ORBIS

PROTETYKA


A-Silikon
classic
catalyst
300 ml
ORBIS
Rev. 00/2021
SOFT
A-Silikon
classic
base
300 ml
ORBIS
Rev. 00/2021
SOFT

A-Silikon classic

Elastomerowa precyzyjna masa wyciskowa na bazie polisiloksanu winylu, utwardzana addycyjnie.

Putty/Putty Soft: A-Silikon classic to masa wyciskowa do najbardziej wymagających zastosowań. Masy korekcyjne posiadają bardzo dobre właściwości tiksotropowe znakomitą sprężystość oraz właściwości hydrofilne. Wszystkie materiały A-Silikon classic posiadają formułę aktywowaną ciepłem, zapewniającą użytkownikowi elastyczny czas obróbki, a przy tym najwyższy komfort pracy. Czas pozostawienia w jamie ustnej jest przyjazny dla pacjenta, ponieważ jest on zawsze jednakowo krótki. Kontrastowa gama kolorystyczna oraz przyjemny, łagodnie miętowy smak doskonale uzupełniają system.

Wskazania:

krony i mosty, korony częściowe, wkłady koronowe inlay, nakłady koronowe onlay, implanty, wyciski transferowe.

Technika wyciskowa:

A-Silikon classic **PUTTY/PUTTY SOFT**:
Wstępna masa wyciskowa do wycisku korekcyjnego (dwuczasowego) oraz wycisku sytuacyjnego.

A-Silikon classic **PUTTY SOFT 5:1/HEAVY:**
Masa bazowa do techniki podwójnego mieszania (jednoczasowej) oraz wycisku sytuacyjnego.

A-Silikon classic **MEDIUM/LIGHT:**
Masa do wycisku korekcyjnego oraz techniki podwójnego mieszania

- Czas wiązania (razem z czasem mieszania): zmienny do 2 minut.
- Czas wiązania w jamie ustnej: 2 min.
- Łączny czas wiązania: 2-4 min.
- Wysoka precyzja
- Wyraźne kolory



Putty, (zielona) 300 ml baza+300ml katalizator	**149745**
Putty soft (niebieska) 300 ml baza+ 300 ml katalizator	**302003**
Putty soft (niebieska) 2x380 ml kartusze do maszyny	**302004**
II w. Light (różowa) 2x50 ml nabój +12 końcówek mieszających żółtych	**149748**
II w. Medium (fioletowa) 2x50 ml nabój +12 końcówek mieszających różowych	**149753**
II w. Heavy (fioletowa / niebieska) 2x50 ml nabój + 6 końcówek mieszających zielonych	**302005**

A-Silikon dynamic

Typ A: Szybkowiążąca masa silikonowa typu A do I warstwy wycisków protetycznych.Przeznaczona do wykonywania jedno i dwuczasowych wycisków dwuwarstwowych pod korony i mosty. Wykazuje właściwości tiksotropowe i hydrofilowe - dokładnie zapływa we wszelkie szczeliny. Precyzyjnie odwzorowuje szczegóły pola protetycznego. Po wymieszaniu posiada gładką, plastyczną i wolną od pęcherzyków powietrza konsystencję.Wysoka sprężystość materiału zapobiega rozerwaniu wycisku podczas uwalniania z jamy ustnej oraz modelu gipsowego.
Końcowa twardość: Shore A60
Czas pracy: 2 min. 30 sek.
Czas wiązania w j. ustnej: 2 min. 30 sek.
Smak: waniliowy
Kolor: żółty

Opakowanie Typ A 2x380 ml + pierścień mocujący	**177348**
Opakowanie Typ B 2x380 ml + pierścień mocujący	**177351**



Typ B: Uniwersalny materiał wstępnoformowy na bazie silikonu A, o konsystencji przypominającej kit. Technika korekcji i podwójnego mieszania: korony i mosty, odciski inlay/onlay.
Kolor: jasnozielony
* Twardość końcowa: Shore A70
* Smak: lekka mięta
* Czas obróbki łącznie z czasem mieszania: 2 min. 30 sek.
* Czas wiązania w jamie ustnej: 2 min. 30 sek.



ORBI-Bite

Materiał na bazie silikonów A do rejestracji zwarcia.

Posiada właściwości tiksotropowe, zapewnia wysoką precyzję odwzorowania.

Jest łatwy i bezpieczny w użyciu.

Mieszające końcówki ułatwiają uzyskanie jednorodnej masy oraz bezpośrednią aplikację.

Wymaga użycia pistoletu.

- Kolor żółty
- Smak miętowy
- Czas wiązania (razem z czasem mieszania): 30 sek.
- Czas wiązania w jamie ustnej: 60 sek.
- Łączny czas wiązania: 90 sek.
- Twardość końcowa: Shore A85

Opakowanie

2x50 ml nabój + 12 końcówek mieszających zielonych	**149646**

ORBI-Bite granit

Materiał na bazie silikonów A do rejestracji zwarcia.

Posiada właściwości tiksotropowe, zapewnia wysoką precyzję odwzorowania.

Jest łatwy i bezpieczny w użyciu.

Mieszające końcówki ułatwiają uzyskanie jednorodnej masy oraz bezpośrednią aplikację. Do pistoletu 1:1, 2:1.

- Kolor turkusowy, smak miętowy
- Czas wiązania (razem z czasem mieszania): 30 sek.
- Czas wiązania w jamie ustnej: 30 sek.
- Łączny czas wiązania: 60 sek.
- Twardosc końcowa: Shore D45

Opakowanie

opakowanie 2x50 ml nabój +12 końcówek mieszających zielonych	**149649**





ORBI-Bite green

Materiał na bazie silikonów A do rejestracji zwarcia. Posiada właściwości tiksotropowe, zapewnia wysoką precyzję odwzorowania.

Jest łatwy i bezpieczny w użyciu. Mieszające końcówki ułatwiają uzyskanie jednorodnej masy oraz bezpośrednią aplikację.

Wymaga użycia pistoletu.

- Kolor zielony
- Smak jabłkowy
- Czas wiązania (razem z czasem mieszania): 30 sek.
- Czas wiązania w jamie ustnej: 60 sek.
- Łączny czas wiązania: 90 sek.
- twardosc końcowa: Shore A95

Opakowanie

opakowanie 2x50 ml nabój +12 końcówek mieszających	**216641**



ORBI-Bite transpa

Masa na bazie silikonów A do rejestracji zwarcia. Szczególnie polecana jest do wykonywania przezroczystych form pod uzupełnienia tymczasowe. Jej transparentność ułatwia polimeryzację materiałów pod prowizoria. Posiada właściwości tiksotropowe, zapewnia wysoką precyzję odwzorowania. Jest prosta w użyciu, nie podrażnia tkanek. Mieszające końcówki ułatwiają uzyskanie jednorodnej masy oraz bezpośrednią aplikację. Wymaga użycia pistoletu.

- Odcień przezroczysty
- Smak miętowy
- Czas wiązania (razem z czasem mieszania): 30 sek.
- Czas wiązania w jamie ustnej: 60 sek.
- Łączny czas wiązania: 90 sek.
- Twardosc końcowa: Shore A70

Opakowanie	
2x50 ml nabój +12 końcówek mieszających zielonych	**216639**

ORBI-Bite scan

Materiał na bazie silikonów A przeznaczony do skanowania, materiał do rejestracji zgryzu. Posiada właściwości tiksotropowe, zapewnia wysoką precyzję odwzorowania.
Jest łatwy i bezpieczny w użyciu.
Mieszające końcówki ułatwiają uzyskanie jednorodnej masy oraz bezpośrednią aplikację.
Wymaga użycia pistoletu.

- Kolor żółty
- Smak miętowy
- Czas wiązania (razem z czasem mieszania): 30 sek.
- Czas wiązania w jamie ustnej: 30 sek.
- Łączny czas wiązania: 60 sek.
- Twardość końcowa: Shore A85

Opakowanie	
2x50 ml nabój +12 końcówek mieszających zielonych	**216640**





Pistolet do mas 1:1/ 2:1

Pistolet do mas wyciskowych

do mas w nabojach 1:1/2:1	**149713**

Klej do łyżek wyciskowych

Poprawia przyleganie mas alginatowych.
Zapobiega odklejaniu się wycisków podczas uwalniania ich z jamy ustnej oraz odlewów gipsowych.

Opakowanie: butelka 30ml

Butelka 30 ml, Alginat	**193075**
Butelka 30 ml, Polyether	**193081**
Butelka 10 ml, Silikon	**193079**



Wosk modelowy

Wytrzymały, elastyczny wosk w listkach.
Giętki po podgrzaniu oraz twardy i stabilny wymiarowo po schłodzeniu.

Temperatura krzepnięcia: Wosk letni: ok. 56 °C
Wosk Standardowy: ok. 55 °C
Zimowy: ok. 54 °C
- Różowy kolor
- Rozmiar: 83x186mm

Opakowanie 500 g, 1,25 mm	
Standard	**143287**
Letni	**185934**
Zimowy	**185933**

Opakowanie 500 g, 1,50 mm	
Standard	**143195**
Letni	**185932**
Zimowy	**185931**

Opakowanie 2.500 g, 1,25 mm	
Standard	**141950**
Letni	**185930**
Zimowy	**185929**

Opakowanie 2.500 g, 1,50 mm	
Standard	**141951**
Letni	**185928**
Zimowy	**185927**



**Dostępny wosk standard i letni,
pozostałe woski pod indywidualne zamówienie**



Miska do alginatów ORBIS

Miska do mieszania mas protetycznych wykonana ze specjalnego, elastycznego tworzywa sztucznego, które umożliwia całkowite wykorzystanie zmieszanego materiału. Po związaniu masy można łatwo usunąć pozostałości.

mała średnica 11,5 cm, pojemność 300 ml	**142664**

Core Build-Up DC

ORBIS Core Build-Up DC to podwójnie utwardzalny, wysoce nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, płynny kompozyt do odbudowy zrębu, o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych. Dostępny w dwóch odcieniach, aby pokryć różne spektrum wskazań: w kolorze zębiny dla wysokich wymagań estetycznych, np. pod uzupełnienia pełnoceramiczne lub uzupełnienia kompozytowe o wysokiej przezierności, biały- jako sposób uwidocznienia brzegów preparacji przy jednoczesnym zachowaniu wymagań estetycznych.

Światłoutwardzanie w zaledwie 40 sekund – oszczędność czasu podczas aplikacji

* Dodatkowo utwardzanie chemiczne (5 min.)
* Płynny
* Łatwy dostęp do tylnych obszarów za pomocą końcówek wewnątrzustnych
* Czas obróbki ok. 2 min.
* Wydajna, wygodna aplikacja dzięki dostarczonym końcówkom mieszającym



Strzykawka minimix 10 g	
Zębina	**301201**
Biały	**301202**
Nabój 50 g	
Zębina	**301198**
Biały	**301199**

Klej cyjanoakrylowy o średniej lepkości



Klej cyjanoakrylowy o średniej lepkości. Klei suchy i mokry gips bez szczelin. Nadaje się do naprawy złamanych zębów, pękniętego gipsu i modeli, a także do metalu, szkła i ceramiki.

* Przechowywać w chłodnym miejscu!
* Unikać kontaktu ze skórą i oczami

5 x 2g Pipeta	**143309**

Diamentowa pasta polerska do użytku zewnętrznego



Protetyczna pasta polerska z wysokiej jakości drobnymi cząsteczkami diamentowymi (2µ).

Przeznaczona jest do stosowania na powierzchniach wykonanych z metali szlachetnych, nieszlachetnych i ceramiki.

Nadaje wysoki połysk uzupełnieniom podczas polerowania końcowego.

Jest rozpuszczalna w wodzie - nie pozostawia zabrudzeń na polerowanych uzupełnieniach.

Specjalna końcówka strzykawki ułatwia bezpośrednie nakładanie pasty.

Uwaga! Produkt jest przeznaczony wyłącznie do stosowania w pracowniach protetycznych.

NIE NADAJE SIĘ się do użycia w jamie ustnej!

Może wywołać reakcje alergiczne oraz przebarwić uzupełnienia z kompozytów i kompomerów

Strzykawka 5 g	**185271**

Precyzyjny lakier dystansowy

Lakier dystansowy do słupków gipsowych w modelach dzielonych. Odporny na zarysowania, szybkoschnący, bardzo odporny na odparowywanie. Kolorowe warianty są bardzo łatwe do rozróżnienia.

Rozcieńczalnik służy do przywrócenia pierwotnej konsystencji. Dozować stopniowo - kropla po kropli.

Utwardzacz służy do utwardzania słupków i krawędzi gipsowych oraz jako podkład pod lakier do słupków gipsowych w celu zwiększenia przyczepności.

Butelka 20 ml	
niebieski, 10 µ	**150103**
czerwony, 8 µ	**150104**
srebrny, 13 µ	**150101**
przezroczysty, 3–5 µ	**150102**
Butelka 20 ml	
rozcieńczalnik	**150100**
utwardzacz	**161969**



Tymczasowe korony poliwęglanowe

Zestaw 180 sztuk	
Zestaw,180 szt, po 3 korony z każdego rodzaju	**170127**
Opakowanie uzupełniajace po 5 sztuk	
górne prawe i przednie siekacze nr. 14,	**170024**
górne prawe i przednie siekacze nr 13, 10,5x7,7	**170019**
górne prawe i przednie siekacze nr 13, 10,5x7,7	**170018**
górne prawe i przednie siekacze nr 12, 11,0x8,0	**170017**
górne prawe i przednie siekacze nr 11, 11,5x8,5	**170016**
górne prawe i przednie siekacze nr101, 13,0x9,5	**170015**
górne prawe i przednie siekacze nr 100, 14,0x10,0	**170014**
górne lewe i przednie siekacze nr 15, 10,0x7,5	**170038**
górne lewe i przednie siekacze nr 16, 10,5x7,7	**170037**
górne lewe i przednie siekacze nr 17, 11,0x8,0	**170035**
górne lewe i przednie siekacze nr 18, 11,5x8,5	**170034**
górne lewe i przednie siekacze nr 19, 12,5x9,0	**170033**
górne lewe i przednie siekacze nr 102, 13,0x9,5	**170032**
górne lewe i przednie siekacze nr 103, 14,0x10,0	**170031**
górne i dolne prawe kły nr 300, 13,0x9,0	**170065**
górne i dolne prawe kły nr 301, 12,5x8,5	**170066**
górne i dolne prawe kły nr 30, 12,0x8,2	**170069**
górne i dolne prawe kły nr 31, 11,0x8,0	**170070**
górne i dolne prawe kły nr 32, 10,5x7,8	**170073**
górne i dolne prawe kły nr 33, 10,0x7,5	**170076**
górne i dolne prawe kły nr 34, 9,8x7,2	**170077**
górne i dolne lewe kły nr 35, 9,8x7,2	**170094**
górne i dolne lewe kły nr 36, 10,0x7,5	**170093**
górne i dolne lewe kły nr 37, 10,5x7,8	**170090**
górne i dolne lewe kły nr 38, 11,0x8,0	**170089**
górne i dolne lewe kły nr 39, 12,5x8,2	**170088**
górne i dolne lewe kły nr 302, 12,5x8,5	**170087**
górne i dolne lewe kły nr 303, 13,0x9,0	**170086**
górne prawe, boczne siekacze nr 24, 8,5x5,7	**170055**
górne prawe, boczne siekacze nr 23, 9,0x6,2	**170054**
górne prawe, boczne siekacze nr 22, 9,5x6,5	**170053**
górne prawe, boczne siekacze nr 21, 10,0x6,8	**170050**
górne prawe, boczne siekacze nr 20, 10,5x7,3	**170049**
górne prawe, boczne siekacze nr 2, 11,0x7,3	**170044**
górne lewe, boczne siekacze nr 200, 11,5x7,3	**170056**
górne lewe, boczne siekacze nr 29,10,5 x 7,0	**170057**
górne lewe, boczne siekacze nr. 28, 10,0 x 6,8	**170058**
górne lewe, boczne siekacze nr 27, 9,5x6,5	**170059**
górne lewe, boczne siekacze nr 26, 90,x6,2	**170062**
górne lewe, boczne siekacze nr 25, 8,5x5,7	**170063**
dolne siekacze długie nr 60, 12,0x6,2	**170080**
dolne siekacze długie nr 61, 11,5x5,9	**170081**
dolne siekacze długie nr 62, 11,0x5,6	**170083**
dolne siekacze długie nr 63, 10,5x5,3	**170084**
dolne siekacze długie nr 64, 10,0x5,0	**170085**
dolne siekacze niskie nr 65, 8,0x5,0	**170102**
dolne siekacze niskie nr 66, 8,5x5,1	**170101**
dolne siekacze niskie nr 67, 9,2x5,3	**170100**
dolne siekacze niskie nr 68, 10,0x5,6	**170098**
dolne siekacze niskie nr 69, 10,5x60	**170095**
pierwszy przedtrzonowiec nr 40, 10,0x7,4	**170025**
pierwszy przedtrzonowiec nr 41, 9,5x7,0	**170026**
pierwszy przedtrzonowiec nr 42, 9,0x6,8	**170027**
pierwszy przedtrzonowiec nr 45, 8,5x6,5	**170028**
pierwszy przedtrzonowiec nr 44, 8,0x6,2	**170029**
drugi przedtrzonowiec nr 50, 10,2x7,0	**170039**
drugi przedtrzonowiec nr 51, 10,0x7,0	**170040**
drugi przedtrzonowiec nr 52, 9,3x6,8	**170041**
drugi przedtrzonowiec nr 53, 9,0x6,6	**170042**
drugi przedtrzonowiec nr 54, 8,5x6,2	**170043**



ORBI-Temp K&B

Orbi-temp K&B - dwuskładnikowy materiał na bazie wielofunkcyjnych estrów metakrylowych.

Przeznaczony jest do wykonywania tymczasowych uzupełnień, w tym koron, mostów, wkładów inlay/onlay lub licówek.

Nadaje się także do napraw prac tymczasowych w przypadku ich uszkodzenia.

Ze względu na zwiększoną elastyczność jest szczególnie polecany do dłuższych, wielopunktowych mostów.

Charakteryzuje się niskim skurczem polimeryzacyjnym, zwiększoną wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na ścieranie.

Umożliwia uzyskanie bardzo cienkich krawędzi oraz idealne dopasowanie w okolicy dziąsła.

Jest bardzo prosty i wygodny w użyciu, łatwo się opracowuje i poleruje.

Długotrwale zachowuje połysk oraz stabilny kolor.

Naturalna fluorescencja zapewnia uzyskanie wysoce estetycznych uzupełnień.

Materiał jest wolny od bisfenolu A i metakrylanu metylu, dzięki czemu można go zastosować u osób szczególnie podatnych na uczulenia i podrażnienia.



Temperatura podczas polimeryzacji nie przekracza 40°C, co znacznie zwiększa komfort pacjenta.

Materiał jest dostepny w kartridżach, wymaga stosowania z pistoletem o przełożeniu 4:1.

* Nie zawiera metakrylanu metylu
* Nie zawiera bisfenolu A
* Temperatura utwardzania poniżej 40°C
* Bardzo dobre wartości odporności na zginanie i ścieranie
* Niski skurcz polimeryzacyjny
* Ekstremalna dokładność dopasowania
* Widoczny na zdjęciu rentgenowskim

Naboje 50 ml 4:1 + 6 końcówek mieszających	
odcień A2	**266819**
odcień A3	**224924**
odcień A3,5	**266820**
końcówki mieszajace 4:1 niebieskie z pomarańczową spiralką	**169178**

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA



ORBI-Sept Płyn do dezynfekcji systemów ssących 2.5l (do codziennego stosowania)

Wysoce skuteczny koncentrat do czyszczenia, dezynfekcji i pielęgnacji stomatologicznych systemów ssących. Nie zawiera aldehydów i nie pieni się. Dzięki wysokiej mocy czyszczenia usuwa nawet uporczywe osady. Szerokie spektrum działania, wysoka kompatybilność materiałowa, możliwość stosowania również w systemach z separatorami amalgamatu. Do codziennego stosowania. Regularne stosowanie pomaga zapobiegać nieprzyjemnym zapachom.

Zawartość: 2,5 litra

Charakterystyka:

- Koncentrat
- Nie zawiera aldehydów
- Bez fenolu
- Do codziennego użytku
- działa na bazie czwartorzędowych związków amoniowych
- Ekstremalnie nisko pieniąca się formuła
- Bardzo dobra kompatybilność materiałowa
- pH przy 20°C: 9
- Aprobata Sirona
- Aprobata Planmeca

Aplikacja:

Koncentrat należy najpierw rozcieńczyć wodą. Zalecane stężenie aplikacji: 2%. W tym celu do 20ml płynu dodać 980 ml wody z kranu, aby uzyskać 1000 ml roztworu i zaciągnąć do ssaka. System ssący należy dezynfekować raz lub dwa razy dziennie, w zależności od obciążenia. Dezynfekcja miski do płukania jamy ustnej odbywa się poprzez wlanie ok. 250 ml gotowego do użycia roztworu.
Nie mieszać ze środkami czyszczącymi ani innymi środkami dezynfekującymi!

Gotowe do użycia roztwory należy zawsze przygotowywać na świeżo i zużyć natychmiast.

Spektrum działania:

Bakteriobójczy zgodnie z VAH/DGHM, EN 13727, EN 14561. grzybobójczy (Candida albicans) zgodnie z VAH/DGHM, EN 13624, EN 14562. „Ograniczony wirusobójczy" (skuteczny wobec wirusów osłonkowych, np. HBV, HIV, HCV, koronawirusów) zgodnie z RKI/DVV.

Czas kontaktu:

Bakterie i Candida albicans wg VAH/DGHM jako dezynfekcja narzędzi (wysokie obciążenie):

2,0 % 5 min / 1,0 % 60 min

Bakterie zgodnie z EN 13727 i EN 14561 (wysokie obciążenie): 3,0 % 2 min.

Candida albicans zgodnie z EN 13624 i EN 14562 (wysokie obciążenie): 3,0 % 2 min

Wirusy osłonkowe (np. HBV, HIV, HCV, koronawirusy) wg RKI/DVV (z obciążeniem): 2,0 % 2 min.

Zawartość w 100 g:

7,5 g chlorku dimentylodioktyloamoniowego

0,6 g chlorek benzylododecyloamoniowy

Butelka 2,5 litra	**260252**



ORBI-Sept Płyn do czyszczenia układu ssącego 2.5l (do stosowania raz w tygodniu)

Środek do czyszczenia systemów ssących ORBI-Sept jest niskopieniącym koncentratem do czyszczenia stomatologicznych systemów ssących wraz z ich przewodami spustowymi. Doskonałe uzupełnienie systemu ssącego Orbi-Sept (260252). Do użytku cotygodniowego. Regularne stosowanie zapobiega powstawaniu osadów i zatorów oraz rozpuszcza istniejące osady. W przypadku regularnego stosowania jako 5% roztwór, pozostawić na 30 minut 1-2 razy w tygodniu. W przypadku problemów stosować jako 10% roztwór i pozostawić na 1-2 godziny.

Zawartość: 2,5 litra

Charakterystyka:

- Szczególnie delikatny dla wrażliwych powierzchni
- Na bazie kwasu amidosulfonowego (kwaśny środek czyszczący)
- Skutecznie usuwa osady w systemie
- Skutecznie zapobiega zatykaniu się, jeśli jest stosowany regularnie
- Nie zawiera aldehydów, fenoli i chloru.
- Bardzo dobra kompatybilność materiałowa
- Rozpuszcza osady z krwi, śliny, wapna i piaskowania

Stosowanie:

Standardowe czyszczenie: Cotygodniowe stosowanie: Jeśli środek czyszczący jest używany regularnie, 2 litry gotowego do użycia roztworu czyszczącego (100 ml koncentratu (2 x ½ zakrętki) na 1900 ml wody) przepuszcza się przez ssaki raz w tygodniu.

Intensywne czyszczenie: W przypadku problemów z systemem odsysania, gotowy do użycia roztwór czyszczący (2 litry) przygotowuje się z 200 ml koncentratu (nakrętka 4 x ½ zakrętki) i 1800 ml wody, następnie przepuszcza się przez węże ssące.

Po czyszczeniu: Konieczne jest, aby po obu rodzajach aplikacji, system ssący przepłukać co najmniej 1 litrem wody!

Skład:

Zgodnie z 648/2004/WE: <5% amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, <5% fosfoniany

Butelka 2,5 litra	**279734**



ORBI-Sept Wet Wipes - nasączane chusteczki Standard 12x20 (rozmiar S)

Klasyczne chusteczki do czyszczenia i dezynfekcji niewielkich powierzchni.

Nasączane środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu.

Wykonane z niestrzępiącej się tkaniny poliestrowo-wiskozowej (24 g/m²).

Wykazują skutecznie działanie przeciw:
- bakteriom (zgodnie z EN 13727 i EN 13697),
- drożdżakom (Candida albicans, zgodnie z EN 13624 i EN 13697),
- prątkom gruźlicy (inaktywacja Tbc, M. terrae, zgodnie z EN 14348),
- wirusom, w tym otoczkowym (np. HBV, HIV, HCV, koronawirusy) zgodnie z DVV/2012 w teście powierzchniowym, Adeno (EN 14476, wysokie obciążenie), Noro (zgodnie z EN 14476 (wysokie obciążenie) /w ograniczonym stopniu Virucide Plus/.

Wymagany minimalny czas ekspozycji dla uzyskania pełnej skuteczności zgodnie z EN 16615 (wysokie obciążenie): min. 2 min., bakterie i C. albicans (wg VAH, status: 02.04.2015, duże obciążenie): min. 2 min., bakterie i C. albicans (płyn impregnujący, wpis na listę VAH/DGHM): min. 5 min. (najkrótszy czas ekspozycji na środki do dezynfekcji powierzchni na liście VAH/DGHM)

Opakowanie: 100 szt.
Wymiary: 12x20cm
Zapach: Cool fresh
100 g impregnatu zawiera:
43,0 g ethanolu, 8,0 g 1-propanolu, 0,055 g didecyldimethylammoniumchlorid

Uwaga! Wyrób nie nadaje się do stosowania na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholu (np. pleksi, szkło akrylowe itp.) Nie jest również przeznaczony do końcowej dezynfekcji inwazyjnych wyrobów medycznych.

100 sztuk	**300357**

ORBI-Sept Wet Wipes S chusteczki bez alkoholu

Bezalkoholowe chusteczki do czyszczenia i dezynfekcji niewielkich i delikatnych powierzchni, wykonane z niestrzępiącej się tkaniny poliestrowo-wiskozowej (24 g/m²).

Zapach: neutralny
Opakowanie: 100 szt.
Wymiary: 12 x 20 cm

Czasy reakcji (związane z cieczą impregnującą):
Bakterie wg EN 13727 i EN 13697 (duże obciążenie): Koncentracja 1min, Candida albicans zgodnie z EN 13624 i EN 13697 (wysokie obciążenie): Conc. 1min, Tb-aktywny wg EN 14348 (M. terrae) przy niskim obciążeniu:
Conc. 5min, Wirusy otoczkowe i nieotoczkowe wg EN 14476 przy niskim obciążeniu:
Conc. 2min, Skuteczność chusteczek nasączonych wg EN 16615 i wymagań VAH, stan na: 02.04.2015 (wysokie obciążenie):
Conc. 2min, bakterie i Candida albicans (płyn impregnujący, wpis do wykazu VAH):
Stężenie 5min (najkrótszy czas ekspozycji dla środków do dezynfekcji powierzchni w wykazie VAH), 100 g impregnatu zawiera: 0,48 g chlorku didecylodimetyloamoniowego, 0,2 g N-(3-aminopropylo)-N-dodecylo-propano-1,3-diaminy

Opakowanie 100 sztuk	**300573**

ORBI-Sept Wet Wipes, Flowpack

Do czyszczenia i dezynfekcji sprzętu medycznego i małych powierzchni. Nasączane środkiem dezynfekującym na bazie bardzo nisko stężonego alkoholu. Wykonane z miękkiej i niestrzępiącej się włókniny poliestrowo-wiskozowej (gr. 50 g/m²). Wykazują bardzo dobrą kompatybilność materiałową z powierzchniami wrażliwymi na działanie alkoholu (szko akrylowe, pleksi, ekrany monitorów i tabletów,barwione tapicerki ze sztucznej skóry i tkaniny itp.)Są bezpieczne dla użytkownika i pacjenta - nie zawieraja aldehydów, fenoli oraz etanolu.

Wykazują skuteczne spektrum działania wobec bakterii (włącznie z MRSA), drożdżaków(Candida albicans), prątków gruźlicy (M. terrae), w ograniczonym stopniu Virucide Plus

Chusteczki spełniają wymagania normy DIN EN 16615 (badanie 4-polowe).

Opakowanie typu flow-pack: 80 chusteczek o wymiarach 20x30cm (rozm. M), zapach neutralny

Opakowanie 80 chusteczek	
Flow, L, 20 x 30 cm	**301761**



Orbi-Sept płyn do dezynfekcji powierzchni

Gotowa do użycia szybka dezynfekcja na bazie alkoholu do profilaktycznej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu w medycynie. Ostrożnie stosować środki dezynfekujące. Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę i informacje o produkcie.

* Zapach: coolfresh
* Zawartość: 2,5 litra

Uwaga:

* Nie nadaje się do końcowej dezynfekcji inwazyjnych wyrobów medycznych.

Wskazówki dotyczące stosowania:

Środek do szybkiej dezynfekcji nanieść na powierzchnię, całkowicie ją zwilżając. Następnie pozostawić zgodnie w podanym czasem ekspozycji. Stosować wyłącznie na materiałach tolerujących alkohol (np. nie nadaje się do szkła akrylowego). Roztwór dezynfekcyjny może być stosowany wyłącznie do nasączania materiałów kompatybilnych oraz zgodnie z czasem ekspozycji w rozumieniu EN 16615.

Spektrum działania:

Działanie bakteriobójcze (włącznie z MRSA), drożdżakobójcze (candida albicans), prątkobójcze, w ograniczonym stopniu wirusobójcze (środek skuteczny wobec wirusów osłonkowych, jak np. HBV, HIV, HCV), środek skuteczny wobec adenowirusów, norowirusow i rotawirusow.

Czas oddziaływania:

Bakterie zgodnie z normami EN 13727 i EN 13697 (wysokie

obciążenie): stęż. 1 min / Candida albicans zgodnie z normami EN 13624 i EN 13697 (wysokie obciążenie): stęż. 1 min / Inaktywacja tuberkulozy (gruźlicy) (M. terrae) zgodnie z normą EN 14348 (wysokie obciążenie): stęż. 1 min /Wirusy osłonkowe (np. HBV, HIV, HCV) zgodnie z wymogami Niemieckiego Stowarzyszenia Zwalczania Chorob Wirusowych DW/2012 w teście powierzchniowym z wysokim obciążeniem: stęż. 1 min /Adenowirusy (EN 14476 wysoki stopień zanieczyszczeń): stęż. 1min/ norowirusy według EN 14476 (wysokie obciążenie): stęż. 1 min / rotawirusy według EN 14476 (wysokie obciążenie): stęż. 1 min.

Czasy ekspozycji dla systemów chusteczek:

Bakterie i Candida albicans (testowane zgodnie z wymogami VAH, stan na 02.04.2015) pod dużym obciążeniem (ekspertyza prof. dr H.-P. Wernera) oraz EN 16615 (duże obciążenie): Stężenie 2 min. /bakterie i Candida albicans: Wpis na listę VAH/DGHM: Stężenie 5 min. (najkrótszy czas ekspozycji dla środków do dezynfekcji powierzchni w wykazie VAH)

100 g zawiera:

43,0 g etanolu, 8,0 g 1-propanolu, 0,055 g chlorku didecylodimetyloamoniowego

Butelka 2,5 litra **258143**





ORBI-Sept WL-S

Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji przewodów wodnych w unitach stomatologicznych. Oparty jest o aktywną kombinacją nadtlenku wodoru i jonów srebra. Poprzez redukcję bakterii uzdatnia wodę wykorzystywaną podczas użycia końcowek stomatologicznych. Dodatkowo zapobiega powstawaniu biofilmu i zanieczyszczeń na powierzchni przewodów. Jest bezpieczny dla urządzeń - wykazuje bardzo dobrą kompatybilność materiałową. Szczegolnie polecany do unitow stomatologicznych marki Dentsply Sirona (Teneo, Sinius, Intego Pro oraz M1+, C2+, C4+, C5+, C5+ Turn, C8+, Profeel+) Może być rownież stosowany w unitach innych producentów, którzy rekomendują to samo stężenie i dawkowanie środka odkażającego.

Skład: 100g koncentratu zawiera co najmniej 1,4g nadtlenku wodoru i <0,01g jonow srebra

Zastosowanie:

- do ciągłego stosowania podczas pracy: w stężeniu 1,0% (10 ml roztworu + 990 ml wody)
- napełnić podajnik wody roztworem i podłączyć go do automatycznego systemu podawania wody w unicie;
- do intensywnego odkażenia całego toru wodnego po dłuższym przestoju unitu – zassać nierozcieńczony preparat dla wypełnienia przewodow na całej długości i pozostawić na dzień wolny od pracy lub weekend na czas oddziaływania (24-48 godzin). Przed rozpoczęciem pracy należy usunąć roztwor z systemu wodnego i przepłukać go wodą w celu usunięcia resztek koncentratu.

Butelka 1 Litr	**305907**

ORBI-Sept WL-K

ORBI-Sept WL-K - koncentrat do dezynfekcji przewodów wodnych w unitach stomatologicznych. Oparty jest o aktywną kombinacją nadtlenku wodoru i jonów srebra. Poprzez redukcję bakterii uzdatnia wodę wykorzystywaną podczas użycia końcówek stomatologicznych. Dodatkowo zapobiega powstawaniu biofilmu i zanieczyszczeń na powierzchni przewodów. Jest bezpieczny dla urządzeń - wykazuje bardzo dobrą kompatybilność materiałową.

Szczegolnie polecany do unitow stomatologicznych marki KaVo.

Może być również stosowany w unitach innych producentów, którzy rekomendują to samo stężenie i dawkowanie.

Skład: 100g koncentratu zawiera co najmniej 6,0g nadtlenku wodoru i <0,01g jonow srebra

Zastosowanie:

- do ciągłego stosowania podczas pracy: w stężeniu 0,5% (5 ml roztworu + 995 ml wody)
- napełnić podajnik wody roztworem i podłączyć go do automatycznego systemu podawania wody w unicie;
- do intensywnego odkażenia całego toru wodnego po dłuższym przestoju unitu – w stężeniu 4% (sporządzony roztwor zassać dla wypełnienia przewodów na całej długości i pozostawić na dzień wolny od pracy lub weekend i zostawić na czas oddziaływania (24-48 godzin). Przed rozpoczęciem pracy należy usunąć roztwór z systemu wodnego i przepłukać go wodą w celu usunięcia resztek preparatu.

Butelka 1 Litr	**305908**





ORBI-Sept
Środek do dezynfekcji wierteł

Gotowe do użycia rozwiązanie do czyszczenia i profilaktycznej dezynfekcji wierteł dentystycznych i instrumentów obrotowych. Nadaje się do stosowania w kąpieli ultradźwiękowej. Nie nadaje się do końcowej dezynfekcji półkrytycznych i krytycznych wyrobów medycznych! W celu ostatecznej dezynfekcji wiertła i instrumenty należy poddać sterylizacji w autoklawie.

Wskazówki dotyczące stosowania:

Kąpiel do wierteł należy stosować wyłącznie w stanie nierozcieńczonym! Natychmiast po użyciu włożyć instrumenty do nierozcieńczonego roztworu, wszystkie dezynfekowane elementy muszą być całkowicie zanurzone w roztworze. Po upływie czasu dezynfekcji dokładnie opłukać instrumenty najlepiej demineralizowaną wodą i wysuszyć. Nie mieszać z innymi środkami dezynfekcyjnymi ani z środkami czyszczącymi, nie nadaje się do aluminium. W zależności od stopnia zabrudzenia wymieniać roztwór roboczy (zalecenie Instytutu Roberta Kocha RKI: przynajmniej raz na dzień roboczy). Roztwór roboczy można utylizować w ściekach. Zaleca się nosić rękawice ochronne i okulary ochronne.

Czas oddziaływania:

Działanie bakteriobójcze (włącznie z MRSA) zgodnie z normami EN 13727, EN 14561, wymogami Niemieckiego Stowarzyszenia Higieny Stosowanej VAH, wysokie obciążenie): stęż.: 5min; drożdżakobójcze (Candida albicans (EN 13624, EN 14562, wymogi Niemieckiego Stowarzyszenia Higieny Stosowanej VAH, wysokie obciążenie): stęż.: 5min; prątkobójcze (M. terrae) zgodnie z EN 14348, EN 14563, niskie obciążenie:
stęż.: 5min; w ograniczonym stopniu wirusobójcze (wirusy osłonkowe (np. HBV, HIV, HCV) według Niemieckiego Stowarzyszenia Zwalczania Chorob Wirusowych DVV/ Instytutu Roberta Kocha RKI (wysokie obciążenie): stęż.: 5min (wysokie obciążenie).

100 g zawiera:
0,396g chlorku didecylodimetyloamoniowego; 0,2475g N-(3-aminopropylo)-N- dodecylopropano- 1,3–diaminy.
Rozporządzenie 648/2004/WE:
Zawiera < 5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, < 5% kationowych środków powierzchniowo czynnych, <5% soli EDTA, substancje zapachowe.

Butelka 2,5 litra **263561**



Orbi-sept IND
Środek do dezynfekcji instrumentów

Koncentrat do ręcznego mycia i dezynfekcji instrumentów ogólnych i chirurgicznych przez zanurzenie. Odpowiedni także do zastosowania w myjkach ultradźwiękowych w temperaturze pokojowej. Nieodpowiedni do dezynfekcji końcowej semi-krytycznych i krytycznych produktow medycznych! W celu ostatecznej dezynfekcji instrumenty należy poddać sterylizacji w autoklawie.

Zawartość: 2,5 litra

Wskazówki dotyczące stosowania:

Rozcieńczyć koncentrat w ciepłej wodzie o temperaturze od 10°C do 30°C (o jakości przynajmniej wody pitnej) (użyć butelki dozującej lub urządzenia dozującego). W przypadku mocnych zanieczyszczeń najpierw wyczyścić instrumenty mechanicznie. Wyczyszczone instrumenty w stanie otwartym należy włożyć do roztworu użytkowego. Wszystkie powierzchnie i zagłębienia przeznaczone do dezynfekcji muszą być całkowicie pokryte roztworem użytkowym. W zależności od stopnia zabrudzenia należy odnawiać roztwór użytkowy (zalecenie RKI: przynajmniej raz na dzień roboczy). Po czasie dezynfekcji należy dokładnie spłukać instrumenty, najlepiej wodą zdemineralizowaną, a następnie osuszyć. Nie mieszać ze środkami czyszczącymi lub innymi środkami dezynfekcyjnymi. Należy przestrzegać wytycznych producentów instrumentów w sprawie obróbki. Semi-krytyczne produkty medyczne należy w celu dezynfekcji końcowej poddać obróbce odpowiednim środkiem dezynfekcyjnym i ewentualnie również sterylizacji. Krytyczne produkty medyczne należy na koniec obrobić odpowiednim środkiem dezynfekcyjnym i wysterylizować. Bardzo dobra tolerancja ze wszystkimi dostępnymi materiałami instrumentów (np. stale szlachetne, stale, gumy, wiertła z powłoką diamentową, różne materiały sztuczne, np. PMM, POM, EDPM). W razie potrzeby udostępniamy na żądanie pełne informacje na temat stabilności materiałów. W przypadku zastosowania nowych materiałów należy jednak mimo to najpierw sprawdzić tolerancję materiałową. Roztwór użytkowy można utylizować do ściekow. Należy możliwie dokładnie przestrzegać i nie zmniejszać dozowanych ilości i czasów ekspozycji. Ze względu na ochronę środowiska i tolerancję materiałów należy także unikać przedawkowania. Tylko dla profesjonalnych użytkowników. Odpowiednie do stosowania w gabinetach (stomatologicznych), klinikach, domach spokojnej starości, placówkach opiekuńczych i ratowniczych, a także usługi pogotowia ratunkowego, a także gabinety pedicure, kosmetyczne i studia tatuażu.

Czas oddziaływania:

Bakterie zgodnie z normami EN 13727, EN 14561 oraz wymogami Niemieckiego Stowarzyszenia Higieny Stosowanej VAH z wysokim obciążeniem:1,5% 15 min 1,0% 60 min Candida albicans zgodnie z normami EN 13624, EN 14562 oraz wymogami Niemieckiego Stowarzyszenia Higieny Stosowanej VAH przy wysokim obciążeniu: 1,5% 15 min 1,0% 60 min Bakterie i Candida albicans w myjce ultradźwiękowej zgodnie z EN 14561 i EN 14562 (wysokie obciążenie): 1,0% 5 min „Ograniczone wirusobójcze" (wirusy osłonkowe, np. HBV, HIV, HCV) według DVV/RKI, EN 14476 i EN 17111 (wysokie obciążenie): 1,5% 15 min TbB i mykobakterie (M. terrae i M. avium) według EN 14348 i EN 14563 (niskie obciążenie): 4,0% 30 min 3,0% 60 min

Skład:

Zawiera chlorek didecylodimetyloamoniowy; N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diaminę.
Rozporządzenie 648/2004/WE: Zawiera 5-15% niejonowych środkow powierzchniowo czynnych,
< 5% kationowych środkow powierzchniowo czynnych,
<5% soli EDTA, substancje zapachowe.

Butelka 2,5 litra **262557**

Tray-Cleaner płyn do czyszczenia łyżek wyciskowych

Koncentrat składników aktywnych do delikatnego czyszczenia łyżek wyciskowych i instrumentów. Specjalny środek czyszczący bardzo szybko rozpuszcza pozostałości alginianów, eugenolu, tlenku cynku, cementów karboksylanowych i fosforanowych oraz termoplastycznych związków wyciskowych i wosków. Składniki są biodegradowalne.

Zastosowanie:
* Stężenie maksymalnie 5-10%
* W zależności od stopnia zabrudzenia pozostaw na co najmniej 45 minut
* Nadaje się do myjek ultradźwiękowych

Uwaga:
Produkty wykonane z chromu, niklu i aluminium nie powinny być czyszczone razem. Istnieje ryzyko korozji !

Butelka dozująca 1 litr **193082**



Dezynfekcja spluwaczki

Gotowy do użycia roztwór do dezynfekcji, czyszczenia i pielęgnacji spluwaczek w gabinetach stomatologicznych. Preparat ma działanie dezynfekujące, nadaje się również do stosowania w umywalkach i na płytkach. Usuwa pozostałości krwi, wapna, tabletek barwiących płytkę nazębną i materiałów wyciskowych. Preparat po zastosowaniu pozostawia na powierzchni powłokę anty-zabrudzeniową, która zmniejsza przyczepność nowych zabrudzeń. Stosować po każdym zabrudzeniu.
Spektrum działania:
Bakteriobójczy i drożdżakobójczy (Candida albicans) zgodnie z DIN EN 13697, tuberkulobójczy zgodnie z DIN EN 14348.

Czas kontaktu:
Bakterie i Candida albicans zgodnie z EN 13697: nierozcieńczone: 1 min. (niskie obciążenie), inaktywacja gruźlicy (M. terrae) zgodnie z EN 14348: nierozcieńczone: 5 min. (niskie obciążenie).

W 100 g zawarte są:
25 g etanolu, 1,0 g bis(3-aminoprypol) dodecylaminy

Butelka 750 ml **193084**



Orange Cleaner 250ml

Gotowy do użytku roztwór na bazie naturalnych olejków pomarańczowych. Przeznaczony do czyszczenia powierzchni i instrumentów z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, w szczególności past z tlenku cynku z eugenolem, silikonów, alginatów, lakierów adhezyjnych, tłuszczów i resztek krwi.

Zastosowanie: nanieść Orange Cleaner na szmatkę lub ściereczkę jednorazową i wetrzeć w powierzchnie, które mają zostać poddane obróce. Przed zastosowaniem na dużych powierzchniach z wrażliwych materiałów należy najpierw sprawdzić odporność materiału w małym, niewidocznym miejscu.
Nie stosować na poliakrylanach i poliwęglanach.

Butelka 250 ml **302401**





Effective Spray Tea Tonic

Alkoholowy preparat do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego.

Sposób użycia:
Spryskać preparatem powierzchnię z odległości około 30 cm dbając o całkowite jej pokrycie i pozostawić na czas działania preparatu. Powierzchnia wysycha nie pozostawiając smug. Nie stosować na delikatnych powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholi (np. szkło akrylowe). Wyrób przeznaczony do zastosowania przez profesjonalnego użytkownika.

Skład: 100 g preparatu zawiera: 63,7 g etanol, 6,3 g propan-2-ol. Nie zawiera aldehydu i fenolu.

Opakowanie: Butelka ze sprayem 1L, kanister 5L

Zastosowanie:
Zalecany jest do dezynfekcji małych powierzchni sprzętu medycznego: łóżek i foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej, sprzętu rehabilitacyjnego, szafek pacjenta, blatów, innych trudno dostępnych powierzchni. jak również do: dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji, łyżek protetycznych i wycisków silikonowych, przedmiotów mających kontakt z żywnością. Polecany szczególnie do szklanych i błyszczących powierzchni. Odpowiednio dobrane składniki gwarantują szerokie spektrum bójcze w krótkim czasie i idealną czystość bez smug.

Skuteczność mikrobiologiczna:
bakterie (w tym MRSA) wg normy: EN 13727 – 30 sek.
grzyby (C. albicans) wg normy: EN 13624 – 15 sek.
prątki gruźlicy (M. terrae) wg normy: EN 14348 – 30 sek.*, 60 sek.
wirusy otoczkowe (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, Ebola) wg normy: EN 14476 – 30 sek.*, 60 sek.
wirus Rota wg normy: EN 14476 – 30 sek.*, 60 sek.
(* niskie obciążenie organiczne).

Kanister 5L	**SSEALKGOT-ML3270**
Butelka 1L	**SSEALKGOT-ML390**



Effective Sensitive Foam

Pianka do szybkiej dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni.

Sposób użycia:
Produkt wyposażony jest w podwójną końcówkę do sprayu i pianki. Zaleca się rozprowadzenie preparatu w postaci pianki. Spryskać preparatem powierzchnię z odległości 20-30 cm dbając o całkowite jej pokrycie. Nadmiar preparatu zdjąć używając np. ręcznika jednorazowego. Powierzchnia nie wymaga spłukania wodą. W celu dezynfekcji szczególnie delikatnych powierzchni (np. skóry naturalnej) zalecany jest test w niewidocznym miejscu.

Skład:
Substancja czynna w 100 g preparatu: 0,15 g N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina, 0,14 g Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino) etylo] -.omega.-hydroksy-,propanian(sól).

Opakowanie: Butelka 1L ze spryskiwaczem, kanister 5L.

Zastosowanie:
Effective Sensitive Foam to pianka zalecana do dezynfekcji różnorodnych powierzchni w obszarze medycznym, domach opieki, salonach fitness i SPA, gabinetach kosmetycznych i masażu. Może być stosowana na oddziale intensywnej opieki medycznej oraz bloku operacyjnym, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów i lamp zabiegowych. Nie zawiera aldehydów i fosforanów, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Zalecana do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu jak np. szkło akrylowe. Posiada przyjemny zapach. Może być stosowany do powierzchni wyrobów medycznych mających kontakt z żywnością.

Skuteczność mikrobiologiczna:

bakterie wg: EN 16615: 60 sek.*, 3min., EN 13727: 60 sek.*, 60sek., EN 13697: 30 sek.*, 60 sek.,
grzyby (C. albicans) wg: EN 16615: 60 sek.*, 60sek., EN 13624: 60 sek.*, 60sek., EN 13697: 30sek.*,
prątki gruźlicy (M. terrae) wg: EN 14348: 5 min.*, 10 min.,
prątki (M.avium, M. terrae) wg: EN 14348: 15 min.*, 15 min.,
wirusy osłonkowe (Vaccinia) wg: EN 14476: 60sek.*, 60 sek.,
wirus BVDV wg: EN 14476: 60 sek.*, 60 sek.
(*oznacza niskie obciążenie organiczne)

Butelka 1L	**SSE-GOT-ML6000**

Effective Wipes

Nasączane chusteczki do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego..

Sposób użycia:
Chusteczkę wyjąć z opakowania i przetrzeć nią powierzchnię. Pozostawić do wyschnięcia. Dokładnie zamknąć wieczko puszki. Po otwarciu opakowanie zużyć w ciągu 21 dni. Nie używać jeśli chusteczka jest sucha. Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholi (np. szkło akrylowe). Produkt przeznaczony do użycia przez profesjonalnego użytkownika.

Skład:
100 g preparatu zawiera: 40 g – propan-2-ol (CAS:67-63-0), 20 g – etanol, 0,39 g – aminy, n-C10-16-alkilotrimetyle-nodi – produkty reakcji z kwasem chlorooctowym, 0,25 g – chlorek didecylodimetyloamoniowy.

Skład: 100 sztuk chusteczek zawiera: 173 g preparatu nasączającego.

Opakowanie:
wkład 100 chusteczek, box 100 chusteczek.

Zastosowanie:
Polecane są do stosowania na małych powierzchniach sprzętu medycznego i przedmiotach mających kontakt z żywnością. Zalecane są również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed sterylizacją.

Skuteczność mikrobiologiczna:
bakterie (w tym MRSA) wg: EN 1276: 30 sek.*, 1 min., EN 13727: 30 sek.*, EN 13697: 30 sek.*, 1 min.,
grzyby (C. albicans) wg: EN 1650: 30 sek.*, 1 min., EN 13624: 30 sek.*,
prątki gruźlicy (M. terrae) wg: EN 14348: 30 sek.*, 1 min.,
wirusy (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola) wg: DVV/RKI: 30 sek.,
wirus Rota wg: EN 14476: 30 sek.*,
wirus Adeno wg: EN 14476: 1 min.*

(* niskie obciążenie organiczne).

Wkład 100 szt.	**IM-DEZ-ML2970**
Box 100 szt.	**IM-DEZ-ML3030**







Effective Instru EXTRA

Wydajny, enzymatyczny koncentrat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych.

Sposób użycia:
Przygotować roztwór użytkowy koncentratu poprzez rozcieńczenie z wodą w odpowiedniej proporcji. Wybór stężenia zależy od pożądanego spektrum i czasu działania. W celu otrzymania stężenia 0,5% należy 5 ml koncentratu rozpuścić w 995 ml wody. Instrumenty bezpośrednio po użyciu zanurzyć w roztworze. Wszystkie części i otwory muszą być całkowicie wypełnione roztworem. Po dezynfekcji, instrument wypłukać i wysuszyć. Aktywność nieskażonego roztworu roboczego wynosi 14 dni. Ze względów higienicznych zaleca się codzienną wymianę roztworu. Nie łączyć z innymi środkami czyszczącymi lub dezynfekującymi. Wyrób przeznaczony do zastosowania przez profesjonalnego użytkownika.

Skład:
Aminy, czwartorzędowy związek amonowy, inhibitory korozji. Zawiera enzym – protezę, dzięki czemu skutecznie usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, inhibitory korozji, które idealnie chronią instrumenty ze stali i stopów metali. Wykazuje wysoką tolerancję materiałową, nadaje się do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, gumy, porcelany, szkła i tworzywa sztucznego.

Opakowanie: butelka 1L, kanister 5L

Zastosowanie:
Może być stosowany poprzez zanurzenie w klasycznej wannie do dezynfekcji lub w myjce ultradźwiękowej. Nie wymaga stosowania dodatkowego aktywatora. Jest wysoce ekonomiczny – osiąga skuteczność w roztworze o niskim stężeniu (0,5%). Wykazuje szerokie spektrum bójcze w krótkim czasie działania. Dzięki innowacyjnej formule opartej na synergii surfaktanów i technologii nano-miceli produkt posiada szerokie spektrum bójcze i wyjątkowe właściwości myjące.

Skuteczność mikrobiologiczna:
bakterie (w tym MRSA) wg norm EN 13727: 0,5%/15min; EN 14561: 1%/15 min.,0,5%/ 30min.,
grzyby (C. albicans) wg norm EN 13624: 0,5%/15min., EN 14562: 1%/15 min., 0,5%/30min.,
prątki gruźlicy (M. terrae, M. avium) wg norm EN 14348: 0,5%*, 1%/15min, 0,5%-30min., EN 14563: 1%*, 2%/15 min., 0,5%/30min.
wirusy osłonkowe (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, wirus grypy A,B,C, Ebola) wg normy: EN 14476: 0,5%/15 min.,
wirus Adeno wg normy: EN 14476: 0,5%*/15 min., 0,5%/30min.,
wirus Polio wg normy: EN 14476: 1%/15 min., 0,5%*/30min.
(*oznacza warunki czyste)
Produkt został przebadany zgodnie z normą EN 14885 dla środków dezynfekcyjnych.

Kanister 5L	**SSE-GOT-ML6310**
Butelka 1L	**SSE-GOT-ML6240**



Effective Rotary

Preparat do jednoczesnego mycia oraz dezynfekcji precyzyjnych narzędzi obrotowych oraz inwazyjnych instrumentów medycznych.

Sposób użycia:
Narzędzia bezpośrednio po użyciu zanurzyć w nierozcieńczonym preparacie. Starannie zanurzyć wszystkie elementy. Po określonym czasie działania narzędzia wyjąć z wanienki lub myjki, wypłukać w wodzie i osuszyć. W razie widocznych zanieczyszczeń usunąć je szczoteczką, a dezynfekowany wyrób zanurzyć ponownie w preparacie. Po osuszeniu czyste narzędzia poddać sterylizacji. Nie łączyć z innymi środkami czyszczącymi lub dezynfekującymi. Wyrób przeznaczony do zastosowania przez profesjonalnego użytkownika.

Skład:
100 g preparatu zawiera: 0,15 g N-(3- aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, 0,14 g Poli(oksy-1,2- etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy- , propanian(sól).

Opakowanie: butelka 1L, kanister 5L

Zastosowanie:
Zalecany jest do dezynfekcji wierteł z nasypem diamentowym, frezów kostnych ze stali, twardych metali, narzędzi ściernych i polerujących takich jak: gumki silikonowe, płytki ceramiczne, narzędzi do leczenia kanałowego. Zawiera inhibitor korozji, dzięki czemu idealnie chroni instrumenty ze stali i stopów metali. Posiada bardzo dobre właściwości myjące, również w przypadku zaschniętych pozostałości organicznych. Może być stosowany poprzez zanurzenie w wannie do dezynfekcji lub w myjce ultradźwiękowej.

Skuteczność mikrobiologiczna:

bakterie (w tym MRSA) wg norm EN 13727, EN 14561: 15 min.,
grzyby (C. albicans) wg norm EN 13624, EN 14562: 15 min.,
prątki gruźlicy (M. terrae, M. avium) wg norm EN 14348, EN 14563: 15 min.,
wirus Adeno wg normy: EN 14476: 15 min.,
wirus Polio wg normy: EN 14476: 15 min.,
wirusy osłonkowe (HBV, HIV, HCV, Ebola, Vaccinia, BVDV) wg normy: EN 14476: 15 min.

(*oznacza wysokie obciążenie organiczne).

Kanister 5L	**SSE-GOT-ML3650**
Butelka 1L	**SSE-GOT-ML3580**



Effective Suck NF

Koncentrat do mycia i dezynfekcji urządzeń ssących.

Sposób użycia:
Koncentrat należy rozcieńczyć z wodą. W celu otrzymania stężenia 1% należy 10 ml koncentratu rozpuścić w 990 ml wody. Wprowadzić roztwór przez układ ssący w zależności od stopnia zabrudzenia raz lub dwa razy na dzień. Po dezynfekcji układ ssący przepłukać wodą w celu usunięcia roztworu z obiegu. Nie mieszać z innymi środkami myjącymi lub dezynfekującymi. Wyrób przeznaczony do zastosowania przez profesjonalnego użytkownika.

Skład: 100 g preparatu zawiera: 3,76 g N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina (CAS: 2372-82-9), 3,39 g Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól) (CAS: 94667-33-1),
0,75 g 2-aminoetanol.

Opakowanie:butelka 1L, karnister 5L

Zastosowanie:
Przeznaczony jest do jednoczesnego mycia i dezynfekcji systemów ssących,separatorów amalgamatu i misek unitu stomatologicznego. Przy codziennym stosowaniu zapobiega powstawaniu biofilmu. Może być stosowany również do dezynfekcji obiegu zamkniętego w wannach z hydromasażem.

Skuteczność mikrobiologiczna:
bakterie (w tym MRSA) wg norm: EN 13727 : 0,5 % -15 min.*, 1 % – 15 min., EN 14561 : 1 % – 15 min., 0,5% – 30 min., EN 13697: 1% – 15 min.*,
grzyby (C. albicans) wg norm: EN 13624: 0,5 % – 15 min., EN 14562: 1 % – 15 min., 0,5% – 30 min., EN 13697: 1% – 15 min.*,
prątki gruźlicy (M. avium, M. terrae) wg norm: EN 14348: 1% – 30 min., 4% – 15 min., EN 14563: 1% – 30 min., 4% -15 min,
wirus Adeno wg normy: EN 14476: 1 % – 15 min.,
wirus Polio wg normy: EN 14476: 4 % – 15 min.,
wirusy osłonkowe (HBV, HIV, HCV, Ebola, Vaccinia, BVDV) wg normy: EN 14476: 0,5 % – 15 min.

(* niskie obciążenie organiczne).

Kanister 5L	**SSE-GOT-ML1950**
Butelka 1L	**SSE-GOT-ML1880**

Effective Pulver

Preparat do jednoczesnego mycia oraz dezynfekcji precyzyjnych narzędzi obrotowych oraz inwazyjnych instrumentów medycznych.

Sposób użycia:
Sposób użycia: Zgodnie z tabelą dozowania odmierzyć odpowiednią ilość wody wodociągowej. Następnie wsypać przy użyciu dołączonej miarki właściwą ilość proszku, zamieszać roztwór, przykryć naczynie i pozostawić do aktywacji na 15 min. Po upływie tego czasu roztwór ponownie zamieszać. Zastosowanie ciepłej wody przyspieszy rozpuszczanie proszku. Drobne pozostałości na dnie naczynia gwarantują stabilność roztworu w czasie. Mycie i dezynfekcja narzędzi i endoskopów: dokładnie zanurzyć narzędzia aż do całkowitego wypełnienia roztworem wszystkich elementów i kanałów sprzętu medycznego. Po określonym czasie działania (10 min. lub 30 min. w zależności od wybranego stężenia) narzędzia wyjąć z roztworu. Wypłukać wodą o jakości wody pitnej (najlepiej sterylną wodą destylowaną lub wodą zdemineralizowaną). Mycie i dezynfekcja powierzchni sprzętu medycznego: spryskać roztworem lub przetrzeć zwilżoną w roztworze ściereczką i pozostawić na czas działania na 10 min. Mycie i dezynfekcja inkubatorów: dostępna szczegółowa instrukcja dezynfekcji inkubatorów.

Roztwór zmieniać codziennie. Szczelnie zamykać pojemnik po użyciu – chronić przed wilgocią. Nie stosować na instrumentach jednorazowych. Nie należy używać produktu, jeśli opakowanie jest uszkodzone. Nie zanurzać mokrych narzędzi w proszku. Należy przestrzegać wskazówek producenta narzędzi i sprzętu. Przechowywać w temp. poniżej 25°C.

Skład:
100 g preparatu zawiera: 44g nadwęglan sodu (CAS: 15630-89-4), 26g TAED (CAS: 10543-57-4), enzymy, kwasy organiczne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji.

Opakowanie: wiaderko 1kg

Zastosowanie: Jest zalecany do instrumentów chirurgicznych, dentystycznych oraz wszelkiego rodzaju endoskopów, sond chirurgicznych, rurek do respiratorów i innych urządzeń anestezjologicznych. Preparat nie jest przeznaczony do narzędzi z aluminium, miedzi i mosiądzu. Może być stosowany do nieuszkodzonych narzędzi chromowanych i niklowanych. Może być również stosowany do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego, jak np. inkubatory. Nie wymaga dodania aktywatora. Innowacyjna formuła zawiera cztery enzymy (proteazę lipazę amylazę i mannazę) odpowiedzialne za usuwanie zanieczyszczeń organicznych takich jak krew, białko, tłuszcze, wydzieliny. Zawartość surfaktantów zapobiega pyleniu proszku i gwarantuje doskonałe właściwości myjące.

Preparat zalecany jest do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjniach automatycznych oraz w myjkach do endoskopów. Czysty roztwór wykazuje aktywność do 30 godzin.

Skuteczność mikrobiologiczna:

bakterie (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, MRSA) EN 14561: 1% – 10 min., 1% – 30 min.,
grzyby drożdżopodobne (C. albicans) EN 14562: 1% – 10 min., 1% – 30 min.,
grzyby (A. Brasiliensis) EN 13624: 1% – 10 min, EN 14562: 2% – 10 min.,
prątki (M. terrae, M. avium) EN 14563: 1% – 10 min., 1% – 30 min.,
wirusy (Polio, Adeno, Noro, HIV, HBV, HCV, Rota, SARS, grypa, Herpes simplex, Ebola) EN 14476: 2% – 10 min., 1% – 30 min.,
spory (Cl. difficile) EN 13704: 1% – 10 min.*, 2% – 10 min., 1% – 30 min.,
spory (B. subtilis) EN13704: 1% – 10 min.*, 1% – 30 min.

(*oznacza niskie obciążenie organiczne).

Wiaderko 1kg	**SSE-GOT-ML4090**





Effective Velodes Soft

Gotowy do użycia alkoholowy preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.

Sposób użycia:
Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 3 ml preparatu wcierać w dłonie przez 2 x 15 sekund. Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 3 ml preparatu wcierać w czyste, suche dłonie przez 2 x 45 sekund. Przez cały czas utrzymywać ręce w stałej wilgotności poprzez uzupełnianie preparatu. Preparat wykazuje przedłużone działanie dezynfekcji chirurgicznej w czasie 3 godz. Przed użyciem przeczytaj ulotkę informacyjną.

Skład:
Substancja czynna w 100 g produktu: 60g propan-2-ol, 0,5g glukonian chlorheksydyny

Opakowanie: Butelka 500ml, butelka 500ml z pompką, kanister 5L.

Zastosowanie:
Posiada potwierdzone badaniami spektrum biobójcze, działa szybko i skutecznie już od 30 sekund wobec: bakterii – wykazuje przedłużone działanie w czasie 3 godzin, prątków gruźlicy, drożdżaków, wirusów otoczkowych (ograniczone). Zawiera glicerynę, która nawilża i pielęgnuje dłonie. Posiada bardzo delikatny, świeży zapach.

Skuteczność mikrobiologiczna:

bakterie (w tym MRSA) wg EN 13727: 30 sek.,
grzyby (C. albicans) wg EN 1275: 30 sek.,
prątki gruźlicy (M. terrae) wg: EN 14348: 30 sek.,
wirusy osłonkowe (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola) wg EN 14476 – 30 sek.,
wirus Rota wg: EN 14476 – 45 sek.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 6174/15

Pompka	**IM-DEZ-ML557O**
Butelka 500 ml	**SSE-43-GOT-ML126O**

PO PROSTU SZYBKO!

ORBI-BulkFill –łatwo zapływający kompozyt do zębów tylnych



www.e-store.koldental.com.pl

ORBIS

WYPEŁNIENIA CEMENTY

ORBI-BulkFill

ORBI-BulkFill to światłoutwardzalny, płynny, wysoce nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich (210% Al) kompozyt do zębów bocznych do bezpośredniego wypełniania w technice BulkFill.

* Łatwość użycia: dzięki łatwości zapływania
* Większa wydajność i oszczędność czasu: grubość warstwy do 4 mm
* W przypadku ubytków klasy I nie jest wymagana ostateczna warstwa okluzyjna
* Szybko, łatwo, bezpiecznie
* Uniwersalny odcień zębiny
* 100% wolny od Bis-GMA = 100% biokompatybilny



Kompiule/kapsułki	
20 x 0,25 g	**278273**
Strzykawka 2 g	**278272**

ORBI-HiFil supremeX



Światłoutwardzalny nanohybrydowy kompozyt do wypełnień w zębach przednich i bocznych. Dzięki świetnej konsystencji ORBI-HiFil SupremeX jest łatwy w użyciu, łatwy w modelowaniu i nie przykleja się do instrumentu. Jest to uniwersalny kompozyt o dobrych właściwościach mechanicznych - odpowiedni do wszystkich ubytków. Możliwość nakładania warstw do 2 mm. Utwardzanie w 20 do 30 sekund (przy długości fali 400-500 nm i natężeniu światła min. 1000 mW/cm^2). na bazie żywic BIS-GMA i wypełniaczy nieorganicznych od 0,05 do 3 µm. Całkowita zawartość wypełniacza wynosi 80% (procent wagowy) i 69% procent objętościowy. Materiał kompozytowy spełnia wymagania normy DIN EN ISO 4049.

* Zoptymalizowana obsługa
* Znakomite właściwości fizyczne
* Do wszystkich ubytków
* Optymalna fluorescencja
* Klasy w/g Black'a od I do V
* Wypełniacze od 0,05 do 3 µm
* Całkowita zawartość wypełniacza 80% wagowo i 69% objętościowo
* Nieprzepuszczalność dla promieni rentgenowskich 180% Al
* Spełnia wymagania normy DIN EN ISO 4049

Strzykawka 4 g / Kompiule 20x 0,3g	
PLT 20 x 0,3 g *	
A1	**275909**
A2	**275910**
A3	**275911**
A3,5	**275912**
B2	**275913**
C3	**275914**


***** produkt na indywidualne zamówienie

ORBI-HiFil easy


Światłoutwardzalny uniwersalny kompozyt do uzupełnień zębów przednich i bocznych

* Nadaje się do wszystkich ubytków
* Łatwo się modeluje
* Nie przykleja się do instrumentu
* Na bazie żywicy metakrylanowej i wypełniaczy nieorganicznych
* Wielkość cząstek od 0,05 do 1,5 µm
* Całkowita zawartość wypełniacza 81% (wag.%) / 65% (obj.%)
* Spełnia wymagania normy DIN EN ISO 4049

do stosowania z ORBI-HiFil easy doskonale zaprojektowano Klej ORBI-Bond SE one (REF 260698)



Strzykawka 4,5 g	
A2	**260701**
A3	**260702**
A3,5	**260703**



ORBI-FlowX

Światłoutwardzalny, dobrze zapływający kompozyt mikrohybrydowy do odbudowy zębów przednich i bocznych, a także do lakowania zębów. Bazuje na żywicach metakrylanowych i wypełniaczach nieorganicznycho wielkości cząstek od 0,05 do 1 µm. Całkowita zawartość wypełniacza wynosi 62%.

Wskazania:

-uzupełnienia klasy III, IV i V,

-małe wypełnienia klasy I i II,

Materiał kompozytowy w 4 kolorach VITA:
Kolory: A1, A2, A3, A3,5

Opakowanie:
2 strzykawki x 2g
lub Kompiule 0,25g

Strzykawka 2 x 2 g	
A1	**275924**
A2	**275925**
A3	**275926**
A3,5	**275927**
Kompiule 20 x 0,25 g*	
A1	**275928**
A2	**275929**
A3	**275930**
A3,5	**275931**

* produkt na indywidualne zamówienie



GI-Cem Filling REGULAR/FAST

Orbis GI-Cem Filling Regular/Fast jest szkło-jonomerowym materiałem wypełniającym do stosowania w technice bulk -fill, nieprzepuszczalnym dla promieni rentgenowskich, w formie wygodnych w użyciu kapsułek do bezpośredniej aplikacji. Poza wysoką wytrzymałością na ściskanie wykazują dobrą adhezję na szkliwa i zębiny oraz uwalnia jony fluoru. Orbis GI-Cem Filling Fast różni sie od Orbis GI-Cem Filling Regular szybkością czasu przetwarzania.

Wskazania:

- wypełnianie ubytków klasy I, nie poddawanych obciążeniom zwarciowym
- tymczasowe długoterminowe wypełnianie ubytków przyszyjkownych,

ubytków klasy V i próchnicy korzenia

- wypełnianie ubytków klasy III
- odbudowa zębów mlecznych
- podkład/liner
- odbudowa zrębu
- wypełnienia tymczasowe
- czas mieszania (23 °C) 10-15 s

ORBIS GI-Cem Filling Regular

Całkowity czas pracy:

- czas mieszania (23 °C) 10-15s
- czas od zakończenia mieszania do aplikacji (23 °C) 15s
- czas pracy (23 °C) 1,5 min
- czas wiązania (37 °C) 3-4 min
- całkowity czas wiązania 5-6 min

ORBIS GI-Cem Filling Fast

Całkowity czas pracy:

- czas mieszania (23 °C) 10 s
- czas od zakończenia mieszania do aplikacji (23 °C) maksymalnie 10 s
- czas pracy (23 °C) co najmniej 1 min
- czas wiązania (37 °C) 2 min
- całkowity czas wiązania 3 min

50 Kapsułek REGULAR

A2	**301879**
A3	**301880**

50 Kapsułek FAST

A2	**301881**
A3	**301882**





Kompozyt nanohybrydowy Medental

Płynny, estetyczny kompozyt światłoutwardzalny do uniwersalnego zastosowania. Zawiera 67% zawartości bardzo drobnego nanowypełniacza (średnia wielkość cząsteczki wynosi 0,7µ).

Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na ściskanie oraz niskim skurczem polimeryzacyjnym.

Jest odporny na ścieranie oraz przebarwienia.

Łatwo się aplikuje, opracowuje oraz poleruje; długotrwale zachowuje wysoki, lustrzany połysk oraz estetyczny wygląd.

Nadaje się do stosowania w zębach przednich i bocznych, jest polecany do wypełniania:

- niewielkich ubytków,
- szczelin i zagłębień,
- ubytków w okolicy przyszyjkowej (recesja dziąseł, erozja spowodowana nieprawidłowym szczotkowaniem).

Można go również użyć do blokowania podcieni przed założeniem dużych wypełnień lub wykonaniem wycisków pod prace kompozytowe.

Bardzo dobrze kontrastuje w obrazie Rtg.

opakowanie: strzykawka 2g, odcień A2 + 2 kaniule do aplikacji

Strzykawka 2g + 2 kaniule do aplikacji

A2	**MD131386**
A3	**MD131510**
A3,5	**MD131511**
A4	**MD131512**



Compomer



ORBIS Compomer to uniwersalny, światłoutwardzalny, kompomerowy materiał do wypełniania, widoczny w promieniach RTG.

Do ubytków w odcinku przednim i bocznym. Pozwala na uproszczoną i szybką technikę wypełniania, oraz łączy w sobie uwalnianie fluoru glasjonomerów z wytrzymałością fizyczną i wysoką estetyką kompozytów.

ORBIS Compomer stosuje się w połączeniu z uniwersalnym, samotrawiącym materiałem wiążącym o niezmiennie wysokiej adhezji do szkliwa i zębiny. Polecamy ORBI-Bond Universal.

* Wysoka odporność na ścieranie, wytrzymałość na ściskanie i zginanie
* Doskonałe właściwości modelujące i polerujące
* Wysoka stabilność koloru i przezroczystość dla trwałej estetyki
* Ciągłe dostarczanie fluoru

Wskazania:

* Wypełnienia zębów mlecznych
* Wypełnienia klasy V (próchnica przyszyjkowa, nadżerki korzeniowe, ubytki klinowate)
* Licowanie przebarwionych zębów przednich
* Wypełnienia klasy III
* Wypełnienia tymczasowe klasy I i II
* Zaawansowane uszczelnianie bruzd

Opakowanie 20 kapsułek 0,25 g	
A2	**301872**
A3	**301873**



ORBI-Bond Universal

Uniwersalny Bond do zastosowania przy wszystkich technikach . Może być stosowany bez wytrawiania, z wytrawianiem oraz selektywnie. Produkt na bazie metakrylanu.

Do stosowania przy wypełnianiu materiałem kompozytowym, odbudowy zrębu, osadzania prac protetycznych, cementowania wkładów koronowo-korzeniowych.

Można użyć do znoszenia nadwrażliwości, uszczelniania wypełnień oraz zastosować jako kondycjoner pod glasionomer.
Utwardzanie światłem w zaledwie 10 sekund.

• Samotrawienie, wytrawianie selektywne lub wytrawianie całkowite
• Doskonały do bezpośredniej i pośredniej odbudowy
• Bezpieczne przyleganie do różnych materiałów bez dodatkowych kondycjonerów

Szybki czas pracy- tylko 35 sek na całą procedurę

Universal Bonding, Butelka 5 ml	**301967**
DC-Activator, Butelka 2 ml	**301968**



ORBI-Bond TE
Bez acetonu

ORBIS ORBI-Bond TE 5ml bez acetonu

Światłoutwardzalny jednoskładnikowy bond do techniki całkowitego wytrawiania.

Bez acetonu. Jest prostym w użyciu materiałem wiążącym z wypełnieniem światłoutwardzalnym.

Jest przeznaczony do silnego wiązania kompozytów i kompomerów, do wytrawionego szkliwa i zębiny. Jest kompatybilny ze wszystkimi obecnymi markami materiałów kompozytowych. Jest hydrofilowy,na bazie etanolu.

Czas naświetlania: 20 sekund

Butelka 5 ml	**278758**



ORBI-Bond SE one

Samotrawiący, światłoutwardzalny jednoskładnikowy bond do bezpośrednich uzupełnień .

Bond nie zawiera rozpuszczalników. Już po jednej warstwie uzyskuje się trwałe połączenie.

Dzięki optymalnemu składowi uzyskuje wyjątkowo dobrą przyczepność do szkliwa i zębiny.

Szybkość: tylko 30 sekund na trawienie i wiązanie bondu

Czas naświetlania: 20 sekund

Butelka 5 ml	**260698**

ORBIS Keramik Aetzgel
Wytrawiacz do porcelany

Żel wytrawiający na bazie kwasu fluorowodorowego (5% wag. HF). Służy do tworzenia powierzchni retencyjnej na elementach ceramicznych, takich jak inlay, onlay, licówki lub korony. Zwiększa to znacznie adhezję między powierzchnią ceramiki a kompozytem mocującym. Czerwone zabarwienie gwarantuje dobrą rozpoznawalność i zróżnicowanie na ceramice.

Żel do wytrawiania ceramiki jest produktem dentystycznym i nigdy nie wolno go stosować w jamie ustnej pacjentów!

Butelka 6 ml	**177941**





Cavity Liner LC

Światłoutwardzalny, widoczny w promieniach rentgenowskich wodorotlenek wapnia do pośredniego pokrycia miazgi, podkład pod wszystkie materiały wypełniające.

* Oszczędność czasu
* Utwardzanie światłem
* Gotowy do użycia materiał jednoskładnikowy
* Kwasoodporny
* Wspomaga tworzenie wtórnej zębiny

Strzykawki 2 x 2 ml

20 Aplikatorów	**MD149995**

ResinoCal LC

ResinoCal LC to światłoutwardzalny cement na bazie żywicy MTA do bezpośredniego i pośredniego pokrycia miazgi.

Uwalniane jony wapnia sprzyjają tworzeniu się zębiny trzeciorzędowej, która zapewnia dodatkową ochronę.

Wysokie, zasadowe pH (12) działa bakteriobójczo i chroni przed nadwrażliwością.

Opakowanie: 4 strzyk x 1g + 24 końcówki

Utwardzanie: 40 sekund, natężenie światła co najmniej 1000mW/cm2



Strzykawki 4 x 1 g

24 Aplikatory	**282600**

LC Seal F

Produkt ORBIS LC Seal F to światłoutwardzalny jednoskładnikowy uszczelniacz bruzd na bazie metakrylanu, zawierający fluor. Białe zabarwienie umożliwia kontrolowaną aplikację i ułatwia obserwację wizualną.

Kolor: biały

Charakterystyka

- optymalna konsystencja
- zwiększona odporność na ścieranie
- wysokie uwalnianie fluoru
- dobra retencja do wyschniętego, wytrawionego szkliwa
- łatwa aplikacja
- długotrwałe uszczelnienia
- dobra ochrona przed próchnicą





Strzykawka 2ml (3 g)

Strzykawka 3 g	**309963**

CEMENTY

Cem SE DC

ORBIS Cem SE DC to samoadhezyjny, podwójnie utwardzalny system do cementowania na bazie kompozytu do trwałego mocowania uzupełnień pośrednich wykonanych z ceramiki, dwutlenku cyrkonu, kompozytów, metalu oraz do mocowania szpilek. Przy stosowaniu ORBIS Cem SE DC nie ma potrzeby stosowania dodatkowych promotorów przyczepności ani środków kondycjonujących.

* Bez wytrawiania, bez klejenia
* Krótki czas wiązania w jamie ustnej
* Najłatwiejsze usuwanie nadmiaru
* Bardzo dobra przyczepność na wszystkich materiałach
* Bardzo mała rozpuszczalność w wodzie
* Doskonała biokompatybilność
* Zawartość wypełniacza 70% wag.
* Automatyczne mieszanie bez błędów i pęcherzyków powietrza

Kolor: uniwersalny

Strzykawka 5 g	**301887**





GI-Cem Luting

ORBIS GI-Cem Luung jest cementem glasjonomerowym do osadzania w kapsułkach, widocznym w promieniach RTG, do bezpośredniej aplikacji. ORBIS GI-Cem Luting charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na ściskanie, uwalnianiem fluoru.

Odcień: uniwersalny

Wskazania:

- osadzanie koron i mostów na podbudowie metalowej oraz wkładów koronowych typu inlay i onlay
- osadzanie pełnoceramicznych koron i mostów z porcelany o wysokiej wytrzymałości (na bazie tlenku glinu, dwukrzemianu litu i dwutlenku cyrkonu)
- osadzanie na łącznikach implantów koron i mostów na podbudowie metalowej oraz pełnoceramicznych koron i mostów z porcelany o wysokiej wytrzymałości (na bazie tlenku glinu, dwukrzemianu litu i dwutlenku cyrkonu)
- osadzanie metalowych wkładów korzeniowych lub wykonanych techniką pośrednią metalowych wkładów koronowo-korzeniowych
- osadzanie gotowych koron stalowych
- osadzanie pierścieni ortodontycznych

Całkowity czas pracy:

Czas pracy materiałem ORBIS GI-Cem Luting w temperaturze pokojowej wynosi około 3 minut, a wiązanie rozpoczyna się po 5 - 7 minutach (po 3 - 5 minutach w temperaturze 37 °C). Wyższa temperatura skraca, a niższa wydłuża czas pracy.

- czas mieszania 10s

50 Kapsułek	**301875**



GI-Cem Luting Resin

ORBIS GI-Cem Luung Resin to chemicznie utwardzalny, widoczny na RTG, modyfikowany żywicą cement glasjonomerowy w łatwych w obsłudze kapsułkach. Wyróżnia go łatwość pracy, niska rozpuszczalność w jamie ustnej i dobra adhezja.

Wskazania:

Cementowanie

- koron lanych, licowanych ceramiką, mostów wspartych na tkankach zęba, jak również na

zębach odbudowanych amalgamatem, kompozytem i glasjonomerem

- metalowe wkłady, nakłady, korony i mosty
- wkłady koronowo-korzeniowe
- korony ceramiczne wykonane z ceramiki krzemowej, podbudowy z tlenku cyrkonu lub

dwutlenku glinu

- aparaty ortodontyczne

Całkowity czas pracy:

- czas mieszania 10s
- czas pracy około 2min
- czas wiązania 3-5min

50 Kapsułek	**301876**



Applicator ORBIS Cap

Aplikator ORBIS Cap do wewnątrzustnego aplikowania materiałów stomatologicznych w kapsułkach

Aplikator	**301212**



CEMENTY



MTA-Cement

Cement ORBIS MTA jest endodontycznym cementem naprawczym przeznaczonym do uszczelniania perforacji korzeni po leczeniu kanałowym, pokrycia miazgi, prostopadłego zamknięcia kanału korzeniowego w okolicy wierzchołkowej oraz wstecznego zamknięcia kanału korzeniowego.

* Biokompatybilny i bioaktywny cement ostateczny
* Doskonała adaptacja brzeżna poprzez adhezję do zębiny
* Bardzo niska rozpuszczalność
* Bakteriostatyczny
* Wysoka nieprzepuszczalność dla promieni rentgenowskich
* Bardzo łatwa obsługa
* Doskonała stabilność wymiarowa
* Doskonała bariera przed bakteriami i płynami
* Doskonałe uszczelnienie krawędzi

Do ręcznego mieszania, Proszek 1g+płyn 3ml	**MD149795**
Kapsułki 2 x 0,3 g	**MD119590**



ORBI-Temp NE cement tymczasowy do osadzania, bez eugenolu

ORBI-Temp NE to łatwy w użyciu, niezawierający eugenolu cement do tymczasowego osadzania w praktycznej strzykawce. Cement ma doskonałą przyczepność i jest łatwy do usunięcia. ORBI-Temp NE zawiera również wodorotlenek wapnia, który wspomaga utrzymanie żywotności zębów. Nie ma to wpływu na utwardzanie materiałów wypełniających i mocujących na bazie żywicy.

* Elastyczność zapewniająca bezpieczne przyleganie prowizorium
* Z bakteriostatycznym wodorotlenkiem wapnia wspomagającym leczenie podrażnień zębiny
* Bez eugenolu, niski potencjał alergiczny
* Szybki w użyciu
* Bezbłędne i wolne od pęcherzyków mieszanie
* Aplikacja bezpośrednia

Strzykawka 5 ml	**301197**

KolDental
Plandent Division

Unity Stomatologiczne • Aparaty RTG •2D•3D • Skanery wewnątrzustne
Systemy CAD/CAM • Oprogramowanie łączące wszystkie oferowane urządzenia



20 lat wyposażania gabinetów z całej Polski w najwyższej jakości urządzenia stomatologiczne.

Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie całej Polski.

Doradcy, służący pomocą i doświadczeniem w doborze urządzenia odpowiedniego dla Twoich potrzeb.

ENDODONCJA


ORBIS
Gutta percha points
F1
F3
F2
60 pieces

Pilniki ORBIS Hedstroem

Pilniki ORBIS Hedstroem to sterylne pilniki przeznaczone do ręcznego opracowywania kanałów.



Blister 6 Sztuk 25 mm

ISO 008	**282801**
ISO 010	**282802**
ISO 015	**282803**
ISO 020	**282804**
ISO 025	**282805**
ISO 030	**282806**
ISO 035	**282807**
ISO 040	**282808**
ISO 045	**282809**
ISO 050	**282810**
ISO 055	**282811**
ISO 060	**282812**
ISO 070	**282813**
ISO 080	**282814**
ISO 015–040	**282815**
ISO 045–080	**282816**



PILNIKI ORBIS

* 6 sztuk sterylnych w blistrach
* Wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej
* Super elastyczny
* Doskonała wydajność cięcia
* Specjalny stop stali zapewniający wysoką wytrzymałość na zrywanie i dużą elastyczność
* Wyraźna identyfikacja typu instrumentu
* Z kodem ISO, autoklawowalnymi, ergonomicznymi uchwytami
* Nieaktywna końcówka prowadzi instrument bezpiecznie w kanale.
* Z zamontowanymi wcześniej silikonowymi korkami
* Długość: 25 mm

Pilniki ORBIS K-Files

ORBIS K-Files to sterylne pilniki do wszystkich technik reprocesowania w ruchu obrotowym.

Blister 6 Sztuk 25 mm

ISO 006	**282784**
ISO 008	**282785**
ISO 010	**282786**
ISO 015	**282787**
ISO 020	**282788**
ISO 025	**282789**
ISO 030	**282790**
ISO 035	**282791**
ISO 040	**282792**
ISO 045	**282793**
ISO 050	**282794**
ISO 015–040	**282799**

Poszerzacze ORBIS K-Reamers

ORBIS K-Reamers to sterylne poszerzacze typu K do bezpiecznego opracowywania kanałów korzeniowych.



Blister 6 Sztuk 25 mm

ISO 008	**282817**
ISO 010	**282818**
ISO 015	**282819**
ISO 020	**282820**
ISO 025	**282821**
ISO 030	**282822**
ISO 035	**282823**
ISO 040	**282824**
ISO 045	**282825**
ISO 050	**282826**

Orbis RC



Orbis RC to jednopilnikowy system do mechanicznego oczyszczania kanałów korzeniowych. Pilniki wykonane są z superelastycznego materiału Niti, który zapewnia pilnikowi lepszą odporność na złamanie, a jednocześnie sprawia, że pilnik jest bardziej elastyczny niż tradycyjne pilniki niklowo-tytanowe. Zewnętrzna końcówka pilnika o grubości 3 mm ma mocny stożek, który później zmniejsza się w kierunku rękojeści pilnika. Gwarantuje to, że tkanka części koronowej jest nienaruszona. Pilniki mają przekrój w kształcie litery S i pracują w przód i w tył, co oznacza, że jednym pilnikiem można dotrzeć do końca kanału korzeniowego. Stosowany w programie RECIPROC w endometrze. Dostępne w 3 rozmiarach: R25 (czerwony/.08/25) do wąskiego kanału, R40 (czarny/.06/40) do średniego kanału i R50 (żółty/.05/50) do szerokiego kanału. Dostępne długości 21mm, 25mm i 31mm. Pilniki Orbis RC są sterylne i jednorazowe.

Blister 6 Sztuk 21 mm	
ISO R25, czerwony	**306732**
ISO R40, czarny	**306735**
ISO R50, żółty	**306738**
Blister 6 Sztuk 25 mm	
ISO R25, czerwony	**306733**
ISO R40, czarny	**306736**
ISO R50, żóty	**306739**
Blister 6 Sztuk 31 mm	
ISO R25, czerwony	**306734**
ISO R40, czarny	**306737**
ISO R50, żóty	**306740**

Orbis RC Blue



Orbis RC Blue to jednopilnikowy system do mechanicznego opracowania kanałów korzeniowych. Pilniki wykonane są z superelastycznego materiału NiTi, który został poddany obróbce cieplnej, nadającej pilnikowi niebieskawy kolor. Zmienia to strukturę molekularną i zapewnia lepszą odporność na złamanie oraz znacznie większą elastyczność w porównaniu z pilnikami Orbis RC.
Ten pilnik może być wstępnie doginany i jest szczególnie odpowiedni do zakrzywionych kanałów. 3 mm końcówka pilnika ma mocny stożek, który później maleje w kierunku rękojeści. Gwarantuje to, że tkanka części koronowej jest nienaruszona. Pilniki mają przekrój w kształcie litery S i pracują w przód i w tył, co oznacza, że jednym pilnikiem można dotrzeć do końca kanału korzeniowego. Stosowany w programie RECIPROC w endometrze.

Dostępne w 3 rozmiarach:
R25 (czerwony/.08/25) do wąskiego kanału, R40 (czarny/.06/40) do średniego kanału i R50 (żółty/.05/50) do szerokiego kanału.
Dostępne długości 21mm, 25mm i 31mm.
Pilniki Orbis RC Blue są sterylne i jednorazowe.

Blister 6 Sztuk 21 mm	
ISO R25, czerwony	**306741**
ISO R40, czarny	**306744**
ISO R50, żóty	**306747**
Blister 6 Sztuk 25 mm	
ISO R25, czerwony	**306742**
ISO R40, czarny	**306745**
ISO R50, żóty	**306748**
Blister 6 Sztuk 31 mm	
ISO R25, czerwony	**306743**
ISO R40, czarny	**306746**
ISO R50, żóty	**306749**



Golden One Glider

Sterylne, jednorazowe pilniki, do wstępnego przygotowania kanału przed użyciem systemu do jego opracowania. Stanowią uzupełnienie serii leczenia kanałowego ORBIS Golden One. Jednorazowy pilnik wykonany z elastycznego niklu-tytanu uwzględnia anatomię kanału korzeniowego, tworząc tzw. gładką ścieżkę przed mechanicznym oczyszczeniem kanału korzeniowego. Glider nadaje się do kanałów zakrzywionych i jest używany w preparacji mechanicznej z silnikiem w programie Wave One. Sterylnie pakowane pojedynczo i dostępne w 3 długościach: 21 mm, 25 mm i 31 mm.

- System leczenia kanałowego ORBIS Golden One zapewnia tylko jeden jednorazowy pilnik do kształtowania kanału korzeniowego, zapewniając prosty i łatwy przebieg pracy oraz szybsze leczenie kanałowe. Pilnik zwykle wystarcza do ostatecznego otwarcia kanału korzeniowego
- Pakowane sterylnie
- Produkt jednorazowego użytku
- Do systemu pilników ORBIS Golden One

Blister, 6 sztuk, sterylne

21 mm	**283892**
25 mm	**283893**
31 mm	**283894**



Gąki piankowe

Wykonane są z drobno porowatej pianki, idealnie pasują do stojaka endo ORBIS najpopularniejsze do stojaków typu Clean Stand,

Opakowanie 25 Sztuk	
grubość 1 cm / średnica 5 cm,	**190500**
Opakowanie 50 Sztuk	
grubość 0,5 cm / średnica 5 cm,	**190501**
Opakowanie 25 Sztuk	
wysokość 1 cm / średnica 6,5 cm, np. do twinbloc	**190504**

Endo-Box black

Stojak endo, cleanstand
kolor czarny, można sterylizować w autoklawie.
Do stosowania wraz z gąbkami orbis

Sztuka	**266930**



Orbis Golden Taper

Orbis Golden Taper to progresywny system pilników, który obejmuje pilniki sterylne 19 mm SX, 25mm i 31mm w kształcie S1, S2, F1-F5.

SX-F3 25 mm	**MD171879**
SX 19 mm	**MD171881**
S1 25 mm	**MD171884**
S2 25 mm	**MD171885**
F1 25 mm	**MD171893**
F2 25 mm	**MD171894**
F3 25 mm	**MD171895**
F4 25 mm	**MD171896**
F5 25 mm	**MD171897**
S1 31 mm	**MD171886**
S2 31 mm	**MD171887**
F1 31 mm	**MD171899**
F2 31 mm	**MD171900**
F3 31 mm	**MD171901**
F4 31 mm	**MD171902**
F5 31 mm	**MD171903**

Orbis Golden One File

Orbis Golden One File - narzędzia do maszynowego opracowania kanałów korzeniowych.Zostały specjalnie zaprojektowane do pracy w trybie ruchu recyprokalnego (wzajemnie przeciwstawne obroty pilnika 120° w lewo i 30° w prawo).
Pozwalają na kształtowanie kanałów za pomocą jednego pilnika, dzięki czemu czas opracowania kanału zostaje znacznie skrócony.
Pilniki wykonane są z niklu i tytanu poddanego obróbce cieplnej.

Charakteryzują się wysoką elastycznością oraz podwyższoną odpornością na cykliczne zmęczenie materiału.
Pozwala to na ich zastosowanie w zakrzywionych kanałach i zapobiega ich złamaniu podczas pracy w kanale.
Wysoka efektywność cięcia pilników znacznie skraca czas potrzebny na wykonanie procedury.
Narzędzia są przeznaczone do jednorazowego użytku, co zapobiega występowaniu zakażeniom krzyżowym.
Wymagają uprzedniego przygotowania ścieżki dostępu z użyciem narzędzia typu Proglider lub Pathfile.
Fabryczna, wstępna sterylizacja przygotowuje pilniki do ich użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania.

- Sterylny
- Super elastyczność
- Znakomita wydajność cięcia
- Zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia
- Prostota, jeden system plików
- Skrócony czas przygotowania
- Pilnik jednorazowy

Small: ISO 20, Taper .07, żółty Blister 6 Sztuk	
21 mm	**MD167015**
25 mm	**MD167016**
31 mm	**MD167017**
Primary: ISO 25, Taper .07 czerwony, Blister 6 Sztuk	
21 mm	**MD167018**
25 mm	**MD167019**
31 mm	**MD167020**
Medium: ISO 35, Taper .06, zielony, Blister 6 Sztuk	
21 mm	**MD167023**
25 mm	**MD167024**
31 mm	**MD167025**
Large: ISO 45, Taper .05, biały, Blister 6 Sztuk	
21 mm	**MD167027**
25 mm	**MD167028**
31 mm	**MD167029**



Papierowe sączki

Papierowe sączki wykonane są z wyjątkowo chłonnego papieru bez dodatków chemicznych i środków wiążących. Do optymalnego osuszenia kanału korzeniowego po precyzyjnym opracowaniu znormalizowanymi instrumentami do opracowywania kanałów.

* Długość 25mm

Opakowanie 200 Sztuk	
02 15-40	**MD018762**
02 45-80	**MD018763**
02 15	**MD018764**
02 20	**MD018765**
02 25	**MD018766**
02 30	**MD018767**
02 35	**MD018768**
02 40	**MD018769**
02 45	**MD018770**
02 50	**MD018771**
02 55	**MD018772**
02 60	**MD018773**
02 70	**MD018774**
02 80	**MD018775**





Papierowe sączki Pro Taper

Sączki papierowe do osuszania kanałów korzeniowych.
Dopasowane do narzędzi systemu Protaper.

Opakowanie 180 Sztuk	
F1-F3	**MD122038**
F4-F5	**MD122039**
F1	**MD122035**
F3	**MD122036**

Gutta-Percha ProTaper

Ćwieki gutta-perkowe do uszczelnmiania kanałów korzeniowych.
Dopasowane do systemu Protaper.

Opakowanie 60 Sztuk	
F1 żółty	**MD114098**
F2 czerwony	**MD114099**
F3 niebieski	**MD114100**
F4 czarny	**MD114101**
F5 żółty	**MD114102**





Gutta-Percha

Ćwieki gutta-perkowe do uszczelniania kanałów korzeniowych.

Opakowanie 120 Sztuk	
02 10 25mm	**MD019513**
02 15 25mm	**MD018778**
02 15-40 25mm	**MD018776**
02 20 25mm	**MD018779**
02 25 25mm	**MD018780**
02 30 25mm	**MD018781**
02 35 25mm	**MD018782**
02 40 25mm	**MD018783**
02 45 25mm	**MD018784**
02 45-80 25mm	**MD018777**
02 50 25mm	**MD018785**
02 55 25mm	**MD018786**
02 60 25mm	**MD018787**
02 70 25mm	**MD018788**
02 80 25mm	**MD018789**

Opakowanie 100 Sztuk	
02 90 25mm	**MD019514**
02 100 25mm	**MD019515**
02 110 25mm	**MD019516**
02 120 25mm	**MD019517**
02 130 25mm	**MD019518**


Produkty w **MEGA** niskich cenach!



e-store.koldental.com.pl

KolDental
Plandent Division

NARZĘDZIA


ORBIS
Gracey 11/12 Orbis
ORBIS
Gracey 11/12 Orbis
ORBIS
Gracey 11/12 Orbis

Wysokiej jakości przedniopowierzchniowe lusterko wewnątrzustne z rodowaną powierzchnią

Rodowanie powoduje odporność na kwasy, oraz wysoki stopień odbicia, dlatego daje wyjątkowo jasny i ostry obraz w kolorze naturalnym, bez zniekształceń.

- Wykonane ze stali nierdzewnej
- Nadaje się do wszystkich typowych procedur
- Standardowy gwint, odpowiedni do wszystkich standardowych uchwytów
- Nie zawiera niklu



Opakowanie 12 Sztuk	
Rozmiar 3, płaskie	**277784**
Rozmiar 4, płatskie	**277783**
Rozmiar 5, płaskie	**277782**

Standardowe lusterko wewnątrzustne wysokiej jakości



Standardowe lusterko do ust wysokiej jakości lusterko do ust ze srebrną powłoką. Z wysokim współczynnikiem odbicia, daje jasny obraz.

- Wykonane ze stali nierdzewnej
- Nadaje się do wszystkich typowych procedur
- Gwint standardowy, pasuje do wszystkich standardowych uchwytów
- Nie zawiera niklu

Opakowanie 12 Sztuk	
Rozmiar 4, powiększające	**277787**
Rozmiar 5, powiększające	**277786**
Opakowanie 12 Sztuk	
Rozmiar 3, płaskie	**277781**
Rozmiar 4, płaskie	**277780**
Rozmiar 5, płaskie	**277779**

Uchwyt do lusterek ze standartowym gwintem.



Lekki uchwyt 6-kątny
lub w wersji pełnej z uchwytem 8-kątnym
* Wykonane ze stali nierdzewnej

Sztuka	
Uchwyt 6-kątny	**143077**
Uchwyt 8-kątny	**278804**

ORBIS Trzonek do lusterka PDO 25 Ergo niebieski

Uchwyt do lusterka wykonany z ergonomicznie wyprofilowanego silikonu. Gwint uchwytu lusterka odpowiada międzynarodowemu standardowi M2.5 i nadaje się do lusterek o średnicy min 2,5 mm



Uchwyt do lusterka	**M123778**



ORBIS Trzonek do lusterka 25

Silikonowy trzonek do lusterka

Trzonek do lusterka	**M123765**

ORBIS Sierp dwustronny Micro PD 301-302 zielony

Sierp Orbis z prostą zieloną rączką. Opakowanie zawiera kolorowe pierścienie dla łatwiejszego rozpoznania. Kod modelu części roboczej jest naniesiony laserowo na rękojeści.



Sierp	**M123767**



ORBIS Kireta Gracey

Kireta Gracey z silikonowym uchwytem


Sztuka	
ORBIS Kireta Gracey 211-212	**M123770**
ORBIS Kireta Gracey 213-214	**M123771**

Zgłębnik ze stali nierdzewnej.

Standardowy zgłębnik z precyzyjnymi końcówkami roboczymi.
Lekki uchwyt o 8 krawędziach, ząbkowany.



1 Sztuka	
Zgłębnik prostokątny #8	**143123**



Dwustronna szpatułka do cementu


Standardowa łopatka do cementu, z cienkimi, sztywnymi ostrzami roboczymi.
Z lekkim uchwytem o 8 krawędziach, ząbkowana.

* Wykonana ze stali nierdzewnej


1 Sztuka	
Wąska	**141280**
Średnia	**141281**
Szeroka	**141282**

Nakładacz Heidemanna

Lekkie i wytrzymałe standardowe łopatki Heidemann
* 8-krawędziowy uchwyt
* Wykonana ze stali nierdzewnej



1 Sztuka	
Wąski, 2mm	**141357**
Średni, 2,5mm	**141360**
Szeroki, 3mm	**141363**



Upychadło kulkowe ze stali nierdzewne

Standardowe upychadło kulkowe z precyzyjnymi, sztywnymi końcówkami roboczymi. Z lekkim 8-stronnym uchwytem, ząbkowanym.

1 Sztuka	
Ø 1,0/1,3 mm	**141083**
Ø 1,4/1,8 mm	**141085**
Ø 1,9/2,3 mm	**141087**
Ø 2,5/3,0 mm	**141185**



Uchwyt do skalpela ze stali nierdzewnej

Wytrzymała rękojeść skalpela z precyzyjnym klipsem mocującym ostrza skalpela. Z rowkami zapewniającymi pewny chwyt, nawet w mokrych rękawiczkach.

* nr 3
* Wykonany ze stali nierdzewnej

1 Sztuka

Uchwyt	**143519**

Nożyczki do dziąseł Goldman-Fox.

Precyzyjne nożyczki do dziąseł wykonane ze stali nierdzewnej - zakrzywione. Spiczaste krawędzie tnące, jedna z nich lekko ząbkowana. Mogą być również używane jako nożyczki do nici. Długość 130 mm.

1 Sztuka

Zakrzywione, długość 13 cm	**140417**



Nożyczki do dziąseł


Standardowe, precyzyjne nożyczki do dziąseł, wykonane ze stali nierdzewnej. Spiczaste krawędzie tnące, długość 110 mm

1 Sztuka

Proste, długość 11 cm	**140082**
Zakrzywione, długość 11	**140083**



MATERIAŁY DO POLEROWANIA



ORBIpol krążki ścierne

System elastycznych krążków do polerowania uzupełnień protetycznych i wypełnień.

Pokryte nasypem, z tlenku glinu.

Zapewniają opracowanie na każdym etapie, od konturowania aż do uzyskania ostatecznego połysku

- Jednostronnie powlekane tlenkiem glinu
- Mandryl kompatybilny z Sof-Lex
- Do kompozytów, złota i amalgamatu
- W dwóch rozmiarach, średnica 10 mm i 14 mm
- Prędkość: 7 000-10 000 obr./min, maks. 20 000 obr./min



Zestaw startowy średnica 10 mm, po 25 sztuk średni, drobny i bardzo drobny + mandryl	**271118**
Opakowanie 100 sztuk średnica 10mm	
x-fine żółte	**265464**
fine, pomarańczowe	**265463**
medium jasnoczerwony,	**265462**
coarse czerwony/malinowy	**265461**
Opakowanie 100 sztuk średnica 14mm	
x-fine żółte	**265468**
fine, pomarańczowe	**265467**
medium jasnoczerwony,	**265466**
coarse czerwony/malinowy	**265465**
Mandrylki pakowane po 3 sztuki mandrylki	**271119**



ORBI-Flex Scaler

Elastyczne, metalowe paski perforowane, do usuwania kamienia nazębnego i płytki nazębnej spomiędzy zębów. Każdy z szorstką i gładką stroną.

* Szerokość: 5mm
* Grubość: 0,045 mm
* Wykonane ze stali nierdzewnej

Opakowanie Rolka 2 m	
częściowo perforowana gruba	**278352**
częściowo perforowana drobna	**278353**
pełna perforacja gruba	**278354**
pełna perforacja drobna	**278355**

ORBIpol Spiralne dyski z nasypem diamentowym do polerowania kompozytu



Spiralne dyski z nasypem diamentowym, do dwuetapowego polerowania końcowego wypełnień kompozytowych i ceramiki hybrydowej

Pozostawiają idealnie gładką i błyszczącą powierzchnię.

Dwa specjalne skoordynowane poziomy twardości, pozwalają na osiągnięcie najlepszych wyników polerowaniarównież na bardzo twardych kompozytach.

Montowane na mandrylkach na kątnicę.

Poziom 1: różowa polerka o średniej ziarnistości do wstępnego polerowania

Poziom 2: szara drobnoziarnista polerka do polerowania na wysoki połysk

- Wspaniałe rezultaty polerowania z bardzo intuicyjną obsługą
- Specjalna geometria polerowania zmniejsza wydzielanie ciepła,krążek zachowuje strukturę powierzchni i jest niezwykle trwały
- Prędkość robocza: 3000-8000 obr./min
- Maksymalna prędkość: 20 000 obr./min

Opakowanie 10 sztuk

Drobny szary	**MD149811**
Średni różowy	**MD149812**

ORBIpol tec

Trójstopniowy system polerski do prac protetycznych i materiałów ortodontycznych

Zielony - do usuwania nadmiarów, wygładzania powierzchni

Szary - umożliwia pośrednie, drobniejsze wygładzanie powierzchni

Żółty - tworzy wykończenie o wysokim połysku.

- Zalecane prędkości:

dla tec-K (zielony) i tec-F (szary):


10 000-15 000 obr./min

dla tec-P (żółty): 5000-7000 obr./min

- Montowany na prostnicę

Opakowanie 6 szt.

Torpeda zielona	**34369**
Torpeda szara	**34370**
Torpeda żółta	**34371**



ORBIpol alloy-F

Gumka do usuwania nadmiarów amalgamatu bez ryzyka uszkodzenia naturalnego szkliwa zębów.

Gumki można użyć również na krawędzi wypełnienia do obróbki, co pomaga unikać szczelin brzeżnych

- Zalecana prędkość obrotowa: 5000 obr./min
- Montowany do kątnicy
- Można sterylizować w autoklawie w temp. 134 °C / 2,1 bara / 5 min

Do końcowego wykończenia i polerowania na wysoki połysk, polecamy nasze

Instrumenty „ORBIpol uniwersalne".

Opakowanie 12 sztuk

Płomyk duży , ciemnoszara	**34006**
Płomyk mały, ciemnoszara	**34007**
Kielich , ciemnoszary	**34008**



MATERIAŁY DO POLEROWANIA

ORBIpol micro-P



Wysokiej jakości gumki do polerowania na wysoki połysk do materiałów kompozytowych z mikrowypełniaczem.

Długa żywotność, dobre wyniki w jednym etapie polerowania!

- Zalecana prędkość obrotowa: 5000 obr./min
- Montowany do kątnicy
- Można sterylizować w autoklawie w temp. 134 °C / 2,1 bara / 5 min.

Opakowanie 12 sztuk	
Płomyk duży , żółty	**34354**
Płomyk mały, zółty	**34355**
Kielich , żółty	**34356**

ORBIpol ceram-P



Wysokiej klasy polerka do wszystkich rodzajów ceramiki, gumki wzbogacone naturalnym diamentem. Polerowanie daje prawdziwy efekt na wysoki połysk, jednoetapowe polerowanie

- Zalecana prędkość obrotowa: 10 000 obr./min
- Montowany do kątnicy
- Można sterylizować w autoklawie w temp. 134 °C / 2,1 bara / 5 min.

Opakowanie 6 sztuk	
Płomyk duży szary	**34282**
Płomyk mały szary	**34283**
Kielich szary	**34284**

ORBIpol universal


Dwustopniowy uniwersalny system do polerowania, perfekcyjne wykończenie bez ryzyka uszkodzenia naturalnego szkliwa zębów, nadaje się do złota, Stopów EMR, (hybrydowe), kompozytów i amalgamatu.

Zalecane chłodzenie wodą, przy niskim nacisku kontaktowym i zalecanej prędkości do pracy.

Brązowe universal służą do polerowania wstępnego bez użycia pasty.

Zielone uniwersal ,polerowanie ostateczne, na wysoki połysk, bez użycia pasty.

- Zalecana prędkość obrotowa: 7000 obr./min
- Montowany do kątnicy
- Można sterylizować w autoklawie w temp. 134 °C / 2,1 bara / 5 min.




Opakowanie 12 sztuk	
Płomyk mały, brązowy	**34229**
Płomyk duży, brązowy	**34228**
Kielich brązowy	**34230**
Opakowanie 12 sztuk	
Płomyk mały zielony	**33944**
Płomyk duży zielony	**33943**
Kielich zielony	**33945**

ORBIS Gumki do profilaktyki

Jednorazowe gumki do profilaktyki

- Bez lateksu
- Niebieskie = miękkie, do usuwania płytki nazębnej i do polerowania
- Żółte = twarde, do usuwania trudniejszych osadów
- Zalecana prędkość maks. 10 000 obr./min
- Z listwami wewnątrz

Opakowanie 24 sztuki	
Niebieski	**245661**
Żółty	**245662**





ORBIS Gumki do kompozytów

Dwuetapowy system gumek na kątnicę do opracowywania i polerowania wypełnień z kompozytów.
Jasnożółte gumki przeznaczone są do wstępnego opracowywania - usuwają nadmiar materiału i wygładzają powierzchnię.

Można je sterylizować w autoklawie w temp. 134 °C (2,1 bar - 5 minut).

Zawierają drobnoziarnisty impregnat z węglika silikonowego.

Zalecana prędkość: 7000-10000 obr./min z użyciem delikatnego nacisku oraz sprayu chłodzącego.

Uzupełnienie: 1 sztuk

Opakowanie 50 Sztuk	
Żółty mały płomyk	**MD125943**
Żółty kielich	**MD125944**
Żółty płomyk	**MD125945**
Niebieski mały płomyk	**MD125946**
Niebieski kielich	**MD125947**
Niebieski płomyk	**MD125948**

ORBIS Gumki diamentowe do ceramiki

Dwuetapowy system gumek na kątnicę do opracowywania i polerowania wypełnień z kompozytów.
Jasnożółte gumki przeznaczone są do wstępnego opracowywania - usuwają nadmiar materiału i wygładzają powierzchnię.

Można je sterylizować w autoklawie w temp. 134 °C (2,1 bar - 5 minut).

Zawierają drobnoziarnisty impregnat z węglika silikonowego.
Zalecana prędkość: 7000-10000 obr./min z użyciem delikatnego nacisku oraz sprayu chłodzącego.
uzupełnienie: 1 sztuk

Opakowanie 25 Sztuk	
Czerwony mały płomyk	**MD125955**
Czerwony mały kielich	**MD125956**
Czerwony płomyk	**MD125957**
Różowy mały płomyk	**MD125958**
Różowy mały kielich	**MD125959**
Różowy płomyk	**MD125960**

WIERTŁA




ORBIS Zekrya bur

Wiertło chirurgiczne typu Z konstrukcji dr Zekrya, na turbinę.
Wykonane z węglika spiekanego, stożek z aktywnym tnącym zaokrąglonym wierzchołkiem.
Skręcane ostrza minimalizują drgania podczas cięcia (6 ostrzy).
Przeznaczone do cięcia zębów i kości oraz separacji korzeni podczas ekstrakcji chirurgicznych zębów mądrości.
opakowanie: 5 sztuk

Opakowanie 5 sztuk	
ORBIS Zekrya bur FG 23 mm małe	**MD127274**
ORBIS Zekrya bur FG 28 mm duże	**MD127275**

HIGIENA JAMY USTNEJ


oneb



Bitebox - pudełka na szyny

Pudełko do transportu i przechowywania szyn wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego

* Nadaje się do szyn i aparatów
* Posiada otwory wentylacyjne
* Dostępne różne kolory
* Wysokość wewnętrzna ok. 23 mm
* Szerokość 80mm, głębokość 75mm, wysokość 28mm
* Błyszczący

Opakowanie 1 Sztuka

biały	**239225**
różowy	**245450**
zielony	**255361**
jasnozielony	**255362**
błękitny	**245452**





Orthobox- pudełka na aparaty DUŻE MIX

Pudełko do transportu i przechowywania protez i aparatów, wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego

* Nadaje się do protez i aparatów ortodontycznych
* Nadaje się również do masek na twarz
* Posiada otwory wentylacyjne
* Dostępne różne kolory
* Wysokość wewnętrzna ok. 30 mm
* Szerokość 85mm, głębokość 85mm, wysokość 40mm
* Matowe

Opakowanie 10 Sztuk

MIX	**MD058666**


Orthobox- pudełka na aparaty MAŁE MIX

Pudełko do transportu i przechowywania, wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego

* Nadaje się do szyn
* Posiada otwory wentylacyjne
* Dostępne różne kolory
* Wysokość wewnętrzna ok. 23 mm
* Szerokość 80mm, głębokość 75mm, wysokość 28mm
* Błyszczące

Opakowanie 10 Sztuk

MIX	**MD058667**



ORBI-CHX free

Bezalkoholowy płyn do płukania ust z chlorchexydyną, przeznaczony do użytku profesjonalnego.

Służy do higieny i pielęgnacji jamy ustnej.

Roztwór do płukania ust, odświeża oddech i wykazuje antybakteryjne działanie oczyszczające, przyczyniając się do długotrwałego zachowania zdrowych zębów i jamy ustnej

• Zawiera 0,12% glukonianu chlorheksydyn

Butelka 5000 ml	**268839**
Pompka dozująca	**28342**



ORBI-CHX

Płukanka do jamy ustnej, zawiera 0,12% diglukonian chlorheksydyny, 0,05% fluorek sodu i 6% alkohol ethanol. Działa antybakteryjnie, wzmacnia szkliwo oraz chroni zęby przed próchnicą.

ZAWIERA ALKOHOL !!

Butelka 5000 ml	**207673**
Pompka dozująca	**28342**





Szczoteczki do zębów dla niemowląt i małych dzieci 0 do 3 lat

Szczoteczki do zębów dla niemowląt i małych dzieci 0 do 3 lat. Sortowane w czterech kolorach (różowy, fioletowy, zielony i niebieski).

Krótka główka z dużą miękką, przyjazną dla dzieci rączką z motywem zwierzęcym.

Szczoteczki są wyjątkowo miękkie i mają czyścić obszary trudniej dostępne.

Długość szczoteczki do zębów: 14,5 cm

Sztuka	MD166525

Szczoteczki do zębów dla małych dzieci 4 do 6 lat

Szczoteczki do zębów dla małych dzieci 4 do 6 lat. Sortowane w czterech kolorach (różowy, fioletowy, zielony i niebieski). Krótka główka, przyjazna dzieciom rączka. Szczoteczki są miękkie i mają strefę ze szpiczastym, dłuższym włosiem, specjalną strefę, która ułatwia czyścić obszary trudniej dostępne.

Długość szczoteczki do zębów: 16 cm

Sztuka	MD166526





Szczoteczki do zębów dla dzieci 7-10 lat

Szczoteczki do zębów dla dzieci 7-10 lat. Sortowane w czterech kolorach (różowy, fioletowy, zielony i niebieski). Szczoteczki są miękkie i mają strefę ze szpiczastym, dłuższym włosiem, które pomaga czyścić obszary trudniej dostępne. Długość szczoteczki do zębów: 18,3cm

Sztuka	MD166527



Szczoteczki do zębów dla dorosłych

Szczoteczki do zębów dla dorosłych dostępnene w czterech kolorach (różowy, fioletowy, zielony i niebieski).
Szczoteczki są miękkie i mają trochę dłuższe włosie, które pomaga czyścić obszary trudniej dostępne. Długość szczoteczki do zębów: 19,5cm

Sztuka	MD166524



Jednorazowa szczoteczka do zębów

Jednorazowa szczoteczka do zębów, do użycia bezpośrednio przed zabiegiem.

* Pojedynczo, higienicznie zapakowane
* Z dodatkiem pasty do zębów bez fluoru
* Miękkie zaokrąglone włosie
* Dostępne w 4 kolorach
* Nie wymagają nawilżania
* Około 16,5 cm długości

Opakowanie 100 sztuk	
zielone	**203002**
żółte	**203001**
pomarańczowe	**203000**
niebieskie	**204782**

Dwustrefowa szczoteczka do protez dentystycznych

2-komponentowa szczoteczka do protez zębowych od ORBIS Dental. Mocna rączka z zagłębionymi uchwytami dla bezpiecznej obsługi. Gęste, przelotowe włosie o różnej twardości dzięki specjalnemu cięciu. Szczoteczka do zębów do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych i ubytków protetycznych.

Sztuka	266922





Szczoteczki międzyzębowe (interdentalne)

Szczoteczki międzyzębowe do zębów, implantów, zamków itp. Szczoteczki międzyzębowe ORBIS są dostarczane z nasadką ochronną na czas transportu, oznaczone kolorami są dostępne w różnych rozmiarach.

Opakowanie 8 sztuk	
różowe 0,4	**MD166528**
pomarańczowe 0,45	**MD166529**
czerwone 0,5	**MD166530**
niebieskie 0,6	**MD166531**
żółte 0,7	**MD166532**
zielone 0,8	**MD166533**

Szczoteczki międzyzębowe ze zintegrowanym uchwytem

Szeroki trzonek pozwala na pewny chwyt dzięki czemu szczoteczka może być używana prosto lub pod kątem. Z rdzeniem z plastyfikowanego drutu. Ze względów higienicznych szczoteczki są pakowane pojedynczo, spięte po 5 szt. Praktycznie skonstruowana saszetka pozwala na wyeksponowanie na stojakach do pobierania próbek w gabinecie lekarskim lub w gabinecie profilaktycznym

Opakowanie 5 sztuk	
białe, walec średnica 2,8mm	**266671**
zielone, walec średnica 3,0	**266672**
niebieskie średnica 5,0	**266674**
zielone stożek 3,0-6,5mm	**266673**
fiioletowe, stożek Ø 4,0-7,5 mm	**266675**





Wykałaczki

Plastikowe wykałaczki do czyszczenia przezstrzeni miedzyzębowych.
Przeznaczone do jednorazowego użytku
opakowanie: 100 sztuk

Opakowanie 100 Sztuk	**MD149835**



Nić dentystyczna woskowana

* 50 m woskowanej nylonowej nici dentystycznej 6.6
* Smak mięty
* Pudełko higieniczne ze zintegrowanym ostrzem i miękkim uchwytem

Długość 50 m	**266921**

Taśma dentystyczna woskowana

Woskowana taśma dentystyczna przeznaczona do użytku w gabinetach stomatologicznych.

Jest odporna na strzępienie, łatwo przechodzi przez wąskie przestrzenie.

długość: 100m

Długość 100 m	**M125966**



PROFILAKTYKA


ORBI-Prophy-Powder
classic
Cherry
ORBIS
ORBIS Dental Handelsgesellschaft mbH
D-48153 Münster · Schuckertstraße 21
Tel.: 0251 / 3226786 · www.orbis-dental.de
ORBI-Prophy-Powder
classic
Lemon
ORBIS
ORBIS Dental Handelsgesellschaft mbH
D-48153 Münster · Schuckertstraße 21
Tel.: 0251 / 3226786 · www.orbis-dental.de
ORBI-Prophy-Powder
classic
Mint
ORBIS
ORBIS Dental Handelsgesellschaft mbH
D-48153 Münster · Schuckertstraße 21
Tel.: 0251 / 3226786 · www.orbis-dental.de
ORBI-Prophy-Powder
classic
Cassis
ORBIS
ORBIS Dental Handelsgesellschaft mbH
D-48153 Münster · Schuckertstraße 21
Tel.: 0251 / 3226786 · www.orbis-dental.de



ORBI-Prophy Powder classic

Piasek profilaktyczny ORBI-Prophy Powder classic to klasyczny piasek na bazie wodorowęglanu sodu. Idealnie nadaje się do piaskowania zębów naddziąsłowo i niezawodnie usuwa biofilm (płytkę nazębną) oraz silne przebarwienia spowodowane paleniem, intensywnym piciem kawy lub czerwonym winem. Czyści zarówno wstępne stadium kamienia nazębnego jak i młody kamień nazębny.

* Na bazie wodorowęglanu sodu
* Aplikacja naddziąsłowa
* Nie rysuje szkliwa
* Bardzo dobre czyszczenie
* Wielkość ziarna 40 µm
*Dostępne 4 smaki

Butelka 300 g	
czarna porzeczka	**278003**
wiśnia	**278000**
cytryna	**278002**
mięta	**278001**




ORBI-Prophy Powder SOFT

Proszek profilaktyczny ORBI-Prophy Powder SOFT na bazie glicyny jest szczególnie odpowiedni dla pacjentów z wrażliwymi działami i/lub uszkodzonymi powierzchniami zębów. Nadaje się do ostrożnego i delikatnego usuwania lekkich i średnich przebarwień w obszarze naddziąsłowym. Ze względu na przyjemny smak glicyny celowo unika się dodatku środków aromatyzujących.

* Na bazie glicyny
* Aplikacja naddziąsłowa
* Delikatne usuwanie przebarwień
* Wielkość ziarna 65 µm
* Neutralny smak

Butelka 200 g	
SOFT	**278005**



ORBI-Prophy Powder PERIO

Proszek ORBI-Prophy Powder PERIO na bazie glicyny jest szczególnie odpowiedni dla pacjentów z wrażliwymi działami i/lub uszkodzonymi powierzchniami zębów. Może być stosowany zarówno w obszarze naddziąsłowym, jak i poddziąsłowym! Ze względu na przyjemny smak glicyny celowo unika się dodatku środków aromatyzujących.

* Na bazie glicyny
* Aplikacja nad- i poddziąsłowa
* Szczególnie delikatne czyszczenie
* Wielkość ziarna 25 µm
* Neutralny smak

Butelka 100 g	
PERIO	**278004**

ORBI-Prophy Paste Vario Polish

Pasta polerska do profesjonalnego czyszczenia zębów z wielokonturowymi cząsteczkami, które umożliwiają jednoczesne ścieranie i polerowanie. Zawiera fluorek sodu, który odpowiada za remineralizację i wzmacnianie szkliwa zębów.

* Zawiera 0,2% fluorku sodu
* Smak: mięta
* Samoredukująca od 220 do 40 RDA

Tubka 95 g	**245466**



ORBI-Prophy Paste Vario Polish bez fluoru

Bezfluorkowa pasta polerska przeznaczona do profesjonalnego czyszczenia zębów z wielokonturowymi cząsteczkami.

Skutecznie usuwa płytkę nazębną i przebarwienia w procesie delikatnym dla struktury zęba.

Pasta samoredukująca obniża wartość RDA z 220 do 40, dzięki czemu w pierwszym etapie skutecznie czyści, a następnie dokładnie poleruje.

Tubka 95 g	**309982**

Lakier fluorkowy ORBIS

Lakier znoszący nadwrażliwość zębów, przeznaczony do stosowania na powierzchni szkliwa i zębiny. Przylega do wilgotnych powierzchni i toleruje pozostałości wilgoci i śliny.
ORBIS Lakier fluorowy jest zawiesiną etanolowąwykonany ze sztucznie aromatyzowanej kalafonii, zawiera substancje słodzące -ksylitol.

1ml lakieru fluorowego ORBIS zawiera 50 mg fluorku sodu,

co odpowiada 22,6 mg fluoru

- Smak miętowy
- Kolor: biały-zębinowy

Tubka 10 ml	**282602**





ORBI-Prophy Paste

Pasta polerska do profesjonalnego czyszczenia zębów z wielokonturowymi cząsteczkami, które umożliwiają jednoczesne ścieranie i polerowanie. Zawiera fluorek sodu, który odpowiada za remineralizację i wzmacnianie szkliwa zębów.

* Zawiera 0,2% fluorku sodu
* Smak: mięta
* Bezpostaciowa krzemionka
* RDA od 220 do 40

Tubka 95 g	
żółta RDA 40	**245481**
różowa RDA 120	**245483**
zielona RDA 170	**245484**
niebieska RDA 250	**245485**



Szczoteczki nylonowe do czyszczenia i polerowania zębów

szczoteczki nylonowe do czyszczenia i polerowania zębów

- Kształt kielicha
- Zalecana prędkość: maks. 5000 obr./min
- Nylonowe włosie w 100% wolne od lateksu

Opakowanie 50 sztuk

Nylonowe włosie	**MD067503**



Szczotka z naturalnego włosia do polerowania zębów oraz uzupełnień

Szczotka z naturalnego włosia do polerowania zębów oraz uzupełnień. Stosowana podczas usuwania osadu lub opracowywania materiałów uzupełnieniowych.
50 szt.

Opakowanie 50 sztuk

Naturalne włosie	**MD067505**




Szczoteczki nylonowe z miękkim włosiem

Szczoteczki nylonowe z miękkim włosiem, idealne dla pacjentów z wrażliwymi szyjkami zębowymi.
Do czyszczenia i polerowania powierzchni zębów.
Nie nadają się do sterylizacji, nie nadają się do dezynfekcji termicznej.
Montowane do kątnicy.

- Kształt kielicha
- Zalecana prędkość: maks. 5000 obr./min
- Nylonowe włosie w 100% wolne od lateksu

Opakowanie 100 sztuk

Miękkie różowe	**243106**



ORBI-Prohpy Powder PLUS

Proszek ORBI-Prophy PLUS można stosować w obszarze poddziąsłowym i naddziąsłowym. Zapewnia doskonałą skuteczność czyszczenia przy minimalnym nakładzie czasu, ale jest szczególnie delikatny dla zębów pacjenta. Niska ścieralność, doskonała skuteczność i szybkość czyszczenia. Doskonały gładki efekt.

Zawiera słodzik- tagatozę. Tagatoza nie powoduje próchnicy i jest bardzo przyjazna dla zębów. Odpowiedni również dla diabetyków.

* Słodzik tagatoza
* Aplikacja nad- i poddziąsłowa
* Doskonały efekt czyszczenia i polerowania
* Niska ścieralność
* Wielkość ziarna 15 µm
* Neutralny smak

Butelka 120 g	**278006**

Orbis StressGuard II

Szyna ochronno-relaksacyjna.
Przeznaczona do leczenia bruksizmu.
Wykonana z niealergizującego tworzywa sztucznego.

Opakowanie 1 Sztuka	**28058**



ORBIS WHITE Take Home Whitening Kit

Zestaw do domowego wybielania zębów. Zawiera azotan potasu zmniejszający nadwrażliwość. O świeżym miętowym smaku.

Uwaga: W każdym cyklu aplikacji pierwsza aplikacja musi być wykonana przez dentystę.

Zalecane czasy wybielania:

6% nadtlenek wodoru:

* Wybielanie dzienne: 30-60 min, przez 5-10 dni w zależności od efektu

16% nadtlenek karbamidu (5,3% nadtlenek wodoru):

* Wybielanie nocne: około 7-8 godzin na noc w zależności od wyniku przez 3-8 dni (żel 16% nadtlenku karbamidu staje się nieaktywny w ciągu 4 do 5 godzin)

* Wybielanie dzienne: 2-4 godziny, w zależności od wyniku przez 3-8 dni

Zestaw zawier:
2 x nakładka wybielająca,
4 x żel w strzykawce 3 ml,
1 x pudełko

6% nadtlenek wodoru	**MD12440**
16% nadtlenek karbamidu	**MD124402**



MATERIAŁY JEDNORAZOWE


ORBIS
Disposable dental needles
Kertakäyttöisiä puudutusneuloja hammashoitoon
Dentala engångskanyler för tandvården
CE
0120
SINGLE USE ONLY
STERILE EO

MATERIAŁY JEDNORAZOWE



Matrix-Paski

Transparentne paski poliestrowe do pracy podczas wypełnień w zębach przednich. Zaopatrzone w stoper ułatwiający utrzymanie paska. Łatwe, wygodne i bezpieczne w użyciu, nie przeszkadzają w czasie utwardzania wypełnień.Nie wymagają mocowania formówką ani przytrzymywania palcami.

Wymiary: paski o szerokości 8mm z niebieskim oznaczeniem,

Rozmiar: 120 × 8,5 × 0,05 mm

Opakowanie 1000 Sztuk	143274


Uniwersalne szpatułki

Jednorazowe, dwustronne szpatułki do mieszania materiałów.

Wykonane z tworzywa sztucznego.

Opakowanie 50 Sztuk	141254





Bloczki papierowe

Bloczki papierowe do mieszania materiałów, dwustronnie powlekane, odporne na ścieranie

- Antypoślizgowa podstawa
- Specjalny rodzaj papieru

Bloczki antypoślizgowe	
Rozmiar 125x180 mm, 25 arkuszy	144115



Kofferdam, bez lateksu

Guma do koferdamu.

bezlateksowa, elastyczna, trwała, o wysokiej odporności na rozrywanie. Zapakowana próżniowo dla dłuższego czasu przechowywania.

- Bez lateksu
- Bez pudru
- Kolor: jasnoniebieski
- Grubość średnia
- Rozmiar 15 x 15 cm

Opakowanie 20 sztuk	MD149989

Papier sterylizacyjny

Papier sterylizacyjny wykonany jest z wysokiej jakości bibuły filtracyjnej. Zastosowany papier produkowany jest w przyjaznym dla środowiska procesie bez wybielaczy chlorowych. Jest bezdrzewny i nie zawiera rozjaśniaczy optycznych, a jednocześnie jest wysoce chłonny i wysoce odporny na wilgoć. Dostępne w różnych kolorach i odpowiednie do stosowania w autoklawie.

* Brak przebarwień podczas sterylizacji parowej
* Pulpa o gęstości 55 g/m²

Rozmiar: 18 x 28 cm
Rozmiar: 36 x 28 cm




Opakowanie 250 Sztuk
18 x 28 cm

biały	**143130**
niebieski	**145988**
zółty	**143150**
zielony	**145992**
pomarańczowy	**302336**
różowy	**302337**

Pokrowce na zagłówek

Pokrowce ochronne na zagłówek ORBIS stanowią idealną ochronę zagłówków fotela przed zużyciem i jednocześnie wprowadzają kolor do sali zabiegowej. Łatwo i szybko wymieniane dla każdego nowego pacjenta. Pierwsza warstwa składa się z najwyższej jakości celulozy, a druga warstwa z polietylenu (PE) zapewnia maksymalną ochronę przed wilgocią.



Karton 500 Sztuk,
25 x 33 cm

biay	**303527**
granatowy	**303528**
różowy	**303529**
błękitny	**304030**
fioletowy	**304031**
limonkowy	**304033**
miętowa zieleń	**304034**

Wielorazowe końcówki do ssaka

Uniwersalne kaniule wykonane z trwałego tworzywa sztucznego do odsysania śliny, krwi, wydzielin i małych ciał stałych dowolnego rodzaju.

- Zaokrąglone rogi i krawędzie.
- Długość 135 mm
- Szyjka Ø 16 mm
- Ergonomiczny kształt
- Niski poziom hałasu
- Możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134 °C
- Bez plastyfikatorów



Opakowanie 10 Sztuk	
szary	**308811**
niebieski	**308812**
fioletowy	**308813**
limonkowy	**308814**
żółte	**308815**
pomarańczowe	**308816**
różowe	**308817**
ciemnoczerwone	**308818**

Końcówki do strzykawko-dmuchawki

Jednorazowe końcowki do dmuchawki wodno-powietrznej.

Wykonane z tworzywa sztucznego.



Opakowanie 250 Sztuk	
krótkie	**MD166511**
długie	**MD166512**



Ssaki chirurgiczne

Jednorazowe kaniule ssące stosowane są w zabiegach chirurgicznych, gdzie wymagana jest większa siła ssąca.

* Precyzyjne ssanie
* Smukły kształt, ze stożkową końcówką
* Higieniczne i oszczędzające czas
* Sterylne i pakowane pojedynczo
* Średnica końcówki ssącej Ø 2,8 mm
* Szara końcówka

Opakowanie 100 sztuk	MD131440



Jednorazowe końcówki rurkowe do ssaka (Aspirator Tubes)

Jednorazowe końcówki rurkowe do ssaka.
Posiadają nacięcia 45 st.po jednej stronie oraz nacięcie w kształcie S ze strony drugiej.

Opakowanie 100 sztuk	
biały	**MD161866**
jasnoniebieski	**MD161867**
miętowy	**MD161868**
różowy	**MD161869**
fioletowy	**MD166612**

Opakowanie 100 sztuk	
niebieskie o średnicy 11mm	**61237**



Rurka do aspiratora z silikonową końcówką

Rurka aspiratora zakończona miękką końcówką w celu zapobiegania uszkodzeniom tkanek w jamie ustnej.
Wyposażona w zawór zapobiegający blokowaniu ssania.
Średnica 11 mm, kolor biały (z silikonową krawędzią).

Opakowanie 50 sztuk	
niebieskie o średnicy 11mm	**MD165343**

Końcówki mieszające

ORBIS białe końcówki mieszające do mieszalnika

Opakowanie 25 szt	
białe	**PD000001**



Kulki z waty

Wysoce chłonne, niestrzępiące się bawełniane kulki do osuszania i aplikacji leków. Miękkie, zachowujące kształt.

- Bielone bez użycia chloru
- W zakręcanym pojemniku

Puszka 2,5 g	
Ø 3,0 mm	**245456**
Puszka 4 g	
Ø 4,0 mm	**17440**
Ø 5,5 mm	**17439**
Puszka 10 g	
Ø 7,0 mm	**17438**



Kulki z waty BOX

Kuleczki z bardzo miękkiej, niebielonej chlorem bawełnianej waty. Świetnie absorbują wilgoć.

Kartonik 6x3g	
L duże 7 mm	**MD128004**
M średnie 5,5 mm	**MD128005**
S małe 4 mm	**MD128006**
XS bardzo małe 3 mm	**MD128007**



Granulki z gąbki do aplikacji preparatów (Pele Tim)

Granulki z gąbki do aplikacji preparatów.
Wskazania:
- aplikacja preparatów płynnych i w formie pasty
-do aplikacji opatrunków do zakażonych zębodołów;
- do do badania żywotności miazgi
- do odsączania wilgoci.

Puszka	
Rozmiar 1 , średnica 4 mm op 3000 sztuk	**180011**
Rozmiar 2, średnica 5 mm op 1000 sztuk	**180012**
Rozmiar 3 średnica 8 mm op 500 sztuk	**180013**
*Rozmiar 4 Kształt klina, 6x8mm op 500 sztuk	**180014**



Dry Pads "pampersy policzkowe"

Wysoce absorbcyjne wkładki ułatwiają pracę w tylnej części jamy ustnej, utrzymując obszar zabiegowy suchy i czysty.

* Elastyczne
* Wysoka chłonność
* Dobra przyczepność do błony śluzowej jamy ustnej
* Aplikacja bezpośrednio na ślinianke przyuszną
* Łatwe usuwanie przez zwilżenie wodą

Opakowanie,	
duże 100 Sztuk	**MD123708**
Opakowanie	
małe 100 Sztuk	**MD123707**





Wałeczki stomatologiczne

Absorbujące, i sprężyste bawełniane wałeczki. Zrównoważona mieszanka celulozy o wysokiej czystości i naturalnej bawełny zapewnia długotrwałą chłonność, połączoną ze stabilnością wymiarową i efektem amortyzującym. W związku z tym niestrzępiącą się bawełnianą rolkę należy wymieniać rzadziej, co oszczędza czas i pieniądze. Opakowanie foliowy chroni przed kurzem i wilgocią.

* Wysoka moc absorbcja
* Pasuje do standardowych dozowników
* Długość: 38mm +/- 10%

Opakowanie 300 g	
rozmiar 1 śr 8mm	**276238**
rozmiar 2 śr 10mm	**276239**
rozmiar 3 śr 12mm	**276240**





Waciki celulozowe w rolce

Lignina perforowana, urywana.

Niejałowe tampony celulozowe z wysoko bielonej celulozy do opatrunków.

Gotowy do użycia, stabilny wymiarowo, odporny na ścieranie. Można sterylizować.

* Rozmiar: 4*5 cm

Opakowanie	
2 rolki po 500 tupferów	**138654**

Torebka do przechowywania wycisków

Zamykana strunowa, plastikowa torebka do przesyłania modeli i wycisków między gabinetem a laboratorium

* Z oddzielną kieszenią na karty zamówienia i inne dokumenty
* Wykonane z nadającego się do recyklingu polietylenu
* Wymiar 180 x 250 mm - 50 µm

Opakowanie 100 Sztuk	
Torebka strunowa	**258443**

MATERIAŁY JEDNORAZOWE



Kieliszki jednorazowe

Pojemnik typu kieliszek jednorazowego użytku do porcjowania i mieszania materiałów dentystycznych

* Materiał: polipropylen
* Nie nadaje się do sterylizacji
* Waga: około 1.6g
* Wysokość: około 1.6g
* Górna średnica: ok. 32 mm

Opakowanie 50 Sztuk	
czerwone	**260764**
żółte	**260763**
białe	**260765**
niebieskie	**260762**
limonka	**275073**
fioletowe	**275074**
różowe	**275178**

Sterylne igły jednorazowego użytku. Przeznaczone do strzykawek typu carpula.

Igły iniekcyjne, odpowiednie do wszystkich popularnych karpul. Igła z oznaczeniem pomocniczym (strzałka) dla optymalnej pozycji nakłucia. Trójkątne ostrze , silikonowane, dla zmniejszenia bólu wkłucia

Kaniule G30 0,3 x 13 i G30 0,3 x 23 mm mają krótki skos, specjalnie dla znieczulenia śródwięzadłowego.

- Z plastikowym mocowaniem
- Silikonowane
- Bezbolesne wkłucie

Każda kaniula zawiera pieczęć sterylności, nr partii i datę ważności.

Sterylizowane tlenkiem etylenu.
Kaniule są certyfikowane i zgodne z
Normą europejską DIN EN ISO 7885.




Opakowanie 100 sztuk	
03x12 30g	**MD065978**
03x16 30g	**MD131517**
03x21 30g	**MD113720**
03x25 30g	**MD065979**
04x21 27g	**MD113719**
04x25 27g	**MD065976**
04x35 27g	**MD065977**

Jednorazowe tacki stomatologiczne

Jednorazowe niesterylne tacki stomatologiczne

- wyposażone w przegródki na drobne przedmioty oraz miseczki na płyny
- specjalne wytłoczenia zapobiegają przemieszczaniu się narzędzi.
- wykonane z tworzywa sztucznego.
- wzmocniona konstrukcja tacki gwarantująca jej stabilność
- tworzywo nadające się do recyklingu
- certyfikowane tworzywo dopuszczone do kontaktu z żywnością
- tacki posiadają niepowtarzalny międzynarodowy kod identyfikacyjny wyrobu -UDI

Nie nadają się do sterylizowania.





Opakowanie 100 sztuk

białe 18,5 cm x 14 cm	**PD003033**

Kubeczki

Jednorazowe małe kubeczki z zaokrąglonym brzegiem.
Dostępne w estetycznej gamie kolorystycznej.
pojemność: 180 ml
opakowanie: 1x50 sztuk

Opakowanie 50 sztuk 180ml

czerwone	**312436**
fioletowe	**312433**
granatowe	**312428**
jasnoniebieskie	**312430**
limonkowe	**312431**
pomarańczowe	**312437**
różowe	**312439**
srebrne	**312440**
zielone	**312432**
żółte	**312435**



AKCESORIA



System matryc sekcyjnych ORBIS
Sectional Matrix System
do uzupełnień ubytków klasy II.

Przyjazny dla użytkownika system matryc sekcyjnych, idealny do tworzenia naturalnych, oraz anatomicznie poprawnych konturów.

Matryce

- Wstępnie uformowana matryca podąża za zębem i zapewnia optymalny kontakt- Grubość 0,045 mm
- Z perforowaną listwą dla łatwego wkładania i wyjmowania

Pierścienie

- Trwały i elastyczny
- Mocno trzyma się klina
- Wykonane z metalu niklowo-tytanowe go i poliamidu. plastik
- Innowacyjna konstrukcja zapewniająca dłuższą żywotność
- Łatwe dopasowanie

Kliny

- Wyprofilowane, dla anatomicznego ułożenia między zębami
- Wykonane z polipropylenu
- Z otworem dla ułatwienia

Matryce o pakowanie 100 szt.	
Matryce 4,5 mm	**MD150150**
Matryce 5,5 mm	**MD150151**
Matryce 6,5 mm	**MD150152**
Pierścienie opakowanie 2szt.	
2 × Uniwersalne	**MD150154**
2 × Wąskie	**MD150155**
1 × Uniwersalny, 1 × Wąski	**MD150283**
Kliny opakowanie 100szt	
Mały żółty	**305796**
Średni, niebieski	**305797**
Duży, pomarańczowy	**305798**



Paski metalowe do formówki

Używane są do odbudowy powierzchni stycznych w zębach przedtrzonowych i trzonowych w ubytkach klasy II.

Produkt jednokrotnego użytku, niewyjałowiony



Opakowanie 30 Sztuk	
0,035mm, Nr. 20 asortyment (21-24,28,29)	**PD003042**
0,035mm, Nr. 21 przedtrzonowe lewostronne	**PD003043**
0,035mm, Nr. 22 przedtrzonowe prawostronne	**PD003044**
0,035mm, Nr. 23 trzonowe lewostronne	**PD003045**
0,035mm, Nr. 24 trzonowe prawostronne	**PD003046**
0,035mm, Nr. 28 przedtrzonowe obustronne	**PD003047**
0,035mm, Nr. 29 trzonowe obustronne	**PD003048**
0,045mm, Nr. 20 asortyment (21-24,28,29)	**PD003049**
0,045mm, Nr. 21 przedtrzonowe lewostronne	**PD003050**
0,045mm, Nr. 22 przedtrzonowe prawostronne	**PD003051**
0,045mm, Nr. 23 trzonowe lewostronne	**PD003052**
0,045mm, Nr. 24 trzonowe prawostronne	**PD003053**
0,045mm, Nr. 28 przedtrzonowe obustronne	**PD003054**
0,045mm, Nr. 29 trzonowe obustronne	**PD003055**
0,05mm, Nr. 20 asortyment (21-24,28,29)	**PD003056**
0,05mm, Nr. 21 przedtrzonowe lewostronne	**PD003057**
0,05mm, Nr. 22 przedtrzonowe prawostronne	**PD003058**
0,05mm, Nr. 23 trzonowe lewostronne	**PD003059**
0,05mm, Nr. 24 trzonowe prawostronne	**PD003060**
0,05mm, Nr. 28 przedtrzonowe obustronne	**PD003061**



T-Ölspray

Do pielęgnacji prostnic, kątnic , turbin i mikrosilników. Spryskaj 2 razy dziennie przez około 2-3 sekundy, szczególnie przed każdą sterylizacją. Przytrzymaj puszkę pionowo podczas użytkowania i używaj z odpowiednim adapterem.

* Długi okres trwałości
* Olej nadaje się do sterylizacji w autoklawach (134 °C)
* Tylko do prostnic i kątnic Sirona

Butelka ze sprayem
250 ml
bez adaptera **177943**



Universal-Spray

Uniwersalny olej do czyszczenia i konserwacji kątnic, turbin i prostnic.

Niemiecki producent gwarantuje najwyższą jakość i wygodę pracy użytkownikom.

opakownaie: butelka ze sprayem 500ml

Bytelka ze sprayem
500 ml
bez adaptera **177942**



ORBIS Silikonspray

Uniwersalny spray, dobrze nadający się do smarowania zamków i połączeń szczypiec dentystycznych i nożyczek przed sterylizacją. Również do pielęgnacji trymerów, kuwet, artykulatorów lub wibratorów. Łatwe natryskiwanie zapobiega przywieraniu gipsu. Dlatego produkt może być również stosowany w laboratorium jako środek antyadhezyjny do technologii tworzyw sztucznych (wosk przeciwko gipsowi, wosk przeciwko woskowi, wosk przeciwko plastikowi, wosk przeciwko ceramice).

* Bez CFC

Butelka ze sprayem
400 ml **146289**

Filtr cząsteczek stałych

Filtr cząstek stałych do zamontowania w bloku higienicznym unitów stomatologicznych.

uzupełnienie: 1 sztuka, zielony

Filtr **MD166455**





Pojemnik do dezynfekcji wierteł

Plastikowy pojemnik do dezynfekcji wierteł, wyposażony w sito odcedzające.
1 sztuka, kolor biały

Pojemnik **MD067413**





Łańcuszek do zapięcia ochronnych serwet stomatologicznych

Łańcuszek do zapięcia ochronnych serwet stomatologicznych na szyi pacjenta. Wykonany z elastycznego i trwałego silikonu z metalowymi klamerkami.

Długość: 48 cm

Możliwość sterylizacji w autoklawie

Sztuka	
zółty	**248323**
zielony	**248324**
różowy	**248327**
stronniczy	**248328**
fioletowy	**248329**
czerwony	**248330**
jasny niebieski	**248331**
neonowy żółty	**248332**
pomarańczowy	**248333**
niebieski	**248334**
wymienny plastikowy klips do serwetnika	**255474**

Łańcuszek do serwet

Chromowany łańcuszek do serwet z regulacją długości. Serwetki są bezpiecznie zamocowane za pomocą zacisków

- Możliwość sterylizacji w autoklawie
- Długość: 45 cm

Sztuka	147889







Szpatułka do mieszania


Opakowanie 1 Sztuka	
1 szt.	**289800**



Szczoteczki do czyszczenia wierteł oraz narzędzi

Szczoteczki do czyszczenia wierteł oraz narzędzi, metalowe lub nylonowe

Sztuk	
Drut mosiężny Długość 55 mm, Szerokość 25 mm	**141384**
Nylon, Długość 55 mm, Szerokość 25 mm	**230095**



ORBI-Strips Metalowe paseczki z nasypem diamentowym

Metalowe paseczki z nasypem diamentowym, perforowane

Przeznaczone do wstępnego opracowywania, wygładzania, polerowania przestrzeni międzyzębowych.

Redukują nadmiary wypełnień.

Perforacje ułatwiają usuwanie opiłków i zapobiegają zapychaniu sie nasypu.

Można je wielokrotnie sterylizować w autoklawie.

Opakowanie 10 Sztuk	
nasyp czerwony, szer 2,5 mm, fine	**MD117460**
nasyp niebieski, szer 2,5 mm, medium	**MD117459**
nasyp czerwona, szer 3,75 mm, fine	**MD117462**
nasyp niebieski, szer 3,75mm medium	**MD117461**
nasyp żółty, szer 3,75mm extra fine	**MD123084**
nasyp niebieski, szer 3,75mm medium	**MD123085**

AKCESORIA



Spray okluzyjny

Mikrosproszkowany spray znakujący do wykrywania punktów kontaktowych i powierzchni w stomatologii. Wyposażony jest w dwie specjalne dysze do oprysku punktowego: jedną do oprysku punktowego - najcieńszą warstwą oprysku. Drugą do opryskiwania większych powierzchni nieco grubszą warstwą. Spray okluzyjny jest całkowicie nieszkodliwy dla żywności i może być również stosowany wewnątrzustnie. Przylega do metalu, ceramiki, gipsu i tworzyw sztucznych. Nie zostawia osadu i łatwo zmywa się z uszczelnionych powierzchni gipsowych.

* Wstrząsnąć puszkę przed użyciem
* Nie zawiera freonu

Spray 75 ml	
kolor zielony	**143263**
kolor czerwony	**46399**

PROTect finish

Spray PROtect finish nadaje pracom protetycznym i aparatom ortodontycznym wysoki połysk. PROTect Finish maskuje początkowo nieprzyjemny smak nowej protezy, stymuluje wydzielanie śliny przez pacjenta podczas integracji, a tym samym zapewnia dobre przyleganie i natychmiastowy komfort.

* PROtectFinish ma również działanie bakteriobójcze w ciągu 1 minuty (zgodnie z normą EN 1040)

* Smak: mięta

Spray 75 ml	**19166**





Kältespray


Zimny spray klasy medycznej, chłodzi do -45°C i odparowuje natychmiast bez pozostałości.

Do sprawdzania żywotności miazgi może być również stosowany do szybkiego schładzania materiałów wyciskowych, narzędzi lub innych.

Puszka ze spreyem zawiera rurkę, która służy do precyzyjnego ukierunkowania aplikacji

- Bez freonu
- Biały kapsel: smak mięty
- Pomarańczowy kapsel: smak pomarańczowy

Puszka 200 ml	
smak miętowy	**143174**
smak pomarańczowy	**160080**



Pędzelki puszki do bondingu ORBI-Tips

Miniaturowe aplikatory - pędzelki puszki, do precyzyjnego nakładania materiałów trawiących i wiążących, lakierów do zębów i leków

W zestawie znajduje się: plastikowe opakowanie z wydzielonymi kasetkami, 4 opakowania z aplikatorami i dwa uchwyty.

Opakowanie: 400 szt. (4x100 szt.-czerwone, żółte, zielone, niebieskie)	**188767**

Opakowanie uzupełniające: 100 sztuk	
Czerwony	**188770**
Żółty	**188769**
Zielony	**188768**
Niebieski	**188766**

Biały uchwy	**155056**

Pędzelki krótkie

Pędzelki z włosia nylonowego
Przeznaczone do aplikacji preparatów w postaci płynu i żelu.
Do montowania na uchwyt.

Opakowanie: 100 szt. , czerwone	
Włosie: białe, grubość: cienkie	**185872**
Włosie: czarne, grubość: cienkie	**140448**

Opakowanie 100 szt., transparentne	
Włosie: białe, grubość: cienkie	**185871**
Włosie: czarne, grubość: średnie	**179962**
Włosie: czarne, grubość: cienkie	**140449**

Opakowanie: 50 sztuk	
Włosie: białe, grubość: cienkie	**1965235**

Opakowanie: 50 sztuk	
Uchwyt na pędzelki	**304715**





ORBIS Osłonki na płytkę

Osłonki na płytkę obrazową pasują do płytek fosforowych VistaScan, Soredex i Kodak. Osłonki są jednorazowe i umieszcza się je na płycie fosforowej przed ekspozycją na promieniowanie rentgenowskie, aby zapobiec zanieczyszczeniu.

Opakowanie	
Rozmiar 0: 2 x 3 cm dziecięca 1 x 100 szt.	**66601**
Rozmiar 1: 2 x 4 cm młodzieżowa 1 x 100 szt	**66602**
Rozmiar 2: 3 x 4 cm dla dorosłych 1 x 300 szt	**66603**
Rozmiar 3: 2,7 x 5,4 cm 1 x 100 szt.	**66604**
Rozmiar 4: 5,7 x 7,5 cm 1 x 100 szt	**66605**



ORBIS Osłonki Bite Covers

ORBIS Osłonki Bite CoversOsłonki na płytkę obrazową pasują do płytek fosforowych VistaScan, Soredex i Kodak. Osłonki są jednorazowe i umieszcza się je na płycie fosforowej przed ekspozycją na promieniowanie rentgenowskie, aby zapobiec zanieczyszczeniu.

Opakowanie	
Rozmiar 0: 2 x 3 cm 1 x 200 szt.	**MD117142**
Rozmiar 1: 2 x 4 cm 1 x 200 szt.	**MD117143**
Rozmiar 2: 3 x 4 cm 1 x 200 szt.	**MD117144**
Rozmiar 3: 2,7 x 5,4 cm 1 x 200 szt.	**MD117145**



ORBIS Osłonki Sensor

Jednorazowa osłonka czujnika RTG.
Zapobiega zakażeniom krzyżowym oraz chroni przed dekontaminacją.

Opakowanie	
Rozmiar 3,5 x 21 cm 1 x 500 szt.	**MD126029**
Rozmiar 4 x 21 cm 1 x 500 szt.	**MD126030**
Rozmiar 6,5 x 21 cm 1 x 500 szt.	**MD126031**



ORBIS Osłonki Planmeca cefalostat

Jednorazowe osłonki ochronne na cefalostat. Każda osłonka posiada taśmę do utrzymania jej w odpowiednim miejscu.
Wymiary: 2,5 x 8,5 cm.

Opakowanie 300 Sztuk	**MD174318**



ORBIS Osłonki na kamerę wewnątrzustną

Nadaje się do najpopularniejszych modeli kamer wewnątrzustnych.
Uniwersalna torba ochronna na kamerę wewnątrzustną.
Wymiary: 5x23cm

Opakowanie 250 Sztuk	**MD126040**



Osłonka na klisze RTG

Odrywalna, wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego osłonka, do zdjęć RTG w formatach:

- 2 x 3 cm
- 3 x 4 cm
- 4 x 5 cm

Opakowanie 200 Sztuk	**143086**



Torebki do sterylizacji

Torebki foliowo-papierowe do sterylizacji i przechowywania narzędzi.
Można stosować przy sterylizacji tlenkiem etylenu lub parą wodną.

Opakowanie 200 Sztuk	
57 x 100 mm	**MD149983**
90 x 135 mm	**MD149984**
75 x 200 mm	**67356**
75 x 270 mm	**67357**
100 x 270 mm	**67358**
150 x 270 mm	**67359**
250 x 500 mm	**67360**



Pędzelki do modelowania prac ceramicznych

Pędzelki do modelowania prac ceramicznych

Imitacja pędzelków Kolinsky'ego z mieszanką włosia syntetycznego, szczególnie odpowiednia do prac ceramicznych

* Wykonany ręcznie
* Bezszwowa srebrna skuwka
* Opis nadrukiem LED UV

Sztuka	
Rozmiar 00	**266726**
Rozmiar 0	**266727**
Rozmiar 1	**266728**
Rozmiar 2	**266729**
Rozmiar 3	**266730**
Rozmiar 4	**266731**
Rozmiar 5	**266732**
Rozmiar 6	**266733**
Rozmiar 7	**266735**
Rozmiar 8	**266734**
Rozmiar 10	**266736**

Pędzelki do modelowania, nakładania i licowania kompozytem

Końcówki pędzla z włosia syntetycznego..

Opakowanie	
w opakowaniu 1 trzonek i trzy pędzelki	**143300**
uzupełnienia pakowane po 6	**143301**





Taśma wskaźnikowa

Samoprzylepna taśma wskaźnikowa do sterylizacji parą wodną w autoklawach.
Przeznaczona do zamykania i monitorowania pakietów oraz potwierdzania prawidłowego przebiegu sterylizacji.
Nie zawiera ołowiu w nadruku (nie wymaga specjalnej utylizacji jako odpad niebezpieczny).
Nie pozostawia resztek kleju na oklejanych powierzchniach.

opakowanie: 1 rolka szerokość 19mm, długość 50m

Rolka 50 m	**141219**


Like



Rękawiczki nitrylowe LIKE

Rękawice diagnostyczne w opakowaniu zbiorczym: 100 rękawic/opakowanie.
Rękawice klasy medycznej CE, klasa I (MDR 2017/745) EN 455, AQL 1,5.

- nie zawierają lateksu, pudru ani protein
- dobra wrażliwość dotykowa
- elastyczne
- rolowany mankiet
- teksturowany palec

Opakowanie 100 Sztuk	
S	**R298667**
M	**R298668**





Like Pędzelki

Mikropędzelki do przenoszenia i aplikacji preparatów podczas zabiegów stomatologicznych.
Zaopatrzone w elastyczny, wygodny uchwyt.
Fine- Mała główka z delikatnym puszystym włosiem ułatwia umieszczenie materiału w trudno dostępne miejsca.
Regular - Duża główka z delikatnym puszystym włosiem ułatwia umieszczenie materiału na większej powierzchni.
Przeznaczone do bondów, wytrawiaczy itp. materiałów.
opakowanie: 100 aplikatorów

Opakowanie 100 Sztuk	
Zielony - fine	**MD165421**
Niebieski - regular	**MD165422**



INSTRUMENTY RĘCZNE Z SILIKONOWYMI UCHWYTAMI

LIKE Sonda Marquis 53B **MD161593** 1 x 1 szt.

LIKE Kireta Gracey 11-12 **MD161596** 1 x 1 szt.

LIKE Kireta Gracey 12-14 **MD161597** 1 x 1 sz.

LLIKE Micro sickle 301-302 **MD161594** 1 1szt.





Gumki do kompozytów LIKE

Like Polish Eco - dwuetapowy system gumek na kątnicę do opracowywania i polerowania wypełnień z kompozytów.
Jasnożółte gumki przeznaczone są do wstępnego opracowywania - usuwają nadmiar materiału i wygładzają powierzchnię.
Można je sterylizować w autoklawie w temp. 134 °C (2,1 bar - 5 minut).
Zawierają drobnoziarnisty impregnat z węglika silikonowego.
Zalecana prędkość: 5000-8000 obr./min z użyciem delikatnego nacisku oraz sprayu chłodzącego.

Opakowanie 100 Sztuk	
Polish Eco mały płomyk żółty	**66243**
Polish Eco kielich żółty	**66244**
Polish Eco płomyk żółty	**66245**
Polish Eco mały płomyk jasnozielony	**66246**
Polish Eco kielich jasnozielony	**66247**
Polish Eco płomyk jasnozielony	**66248**





LIKE Gumki do amalgamatów

Dwuetapowy system uniwersalnych gumek do opracowywania i polerowania uzupełnień z amalgamatów i metali szlachetnych (w tym zlota).
Można je również stosować do twardych, hybrydowych kompozytów.
Gumki brązowe przeznaczone są do wstępnego opracowywania - usuwają nadmiar materiału i wygładzają powierzchnię.

Nie wymagają stosowania pasty polerskiej.
Nie uszkadzają naturalnego szkliwa.
Można je poddawać sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134° C (2,1 bar - 5 minut).
Zalecana prędkość: 7000 obr./min z użyciem delikatnego nacisku oraz sprayu chłodzącego.

Opakowanie 100 Sztuk	
Polish Alloy mały płomyk brązowy	**67163**
Polish Alloy kielich brązowy	**67164**
Polish Alloy płomyk brązowy	**67165**
Polish Alloy mały płomyk zielony	**67166**
Polish Alloy kielich zielony	**67167**
Polish Alloy płomyk zielony	**67168**



LIKE Gumki do kompozytów

Like Polish Eco Composite - silikonowe gumki na kątnicę do dwuetapowego opracowywania i polerowania wypełnień z kompozytów.
Niebieskie gumki przeznaczone są do wstępnego opracowywania - usuwają nadmiar materiału i nadają satynową gładkość.

Zawierają średnioziarniste cząsteczki ścierne z tlenku glinu.
Zalecana prędkość: 5000-8000 obr./min z użyciem delikatnego nacisku oraz sprayu chłodzącego.

Można je sterylizować w autoklawie w temp. 134 °C (2,1 bar - 5 minut).



Opakowanie 100 Sztuk	
Polish Eco Composite mały płomyk niebieski	**67163**
Polish Eco Composite kielich niebiesk	**67164**
Polish Eco Composite płomyk niebieski	**67165**
Polish Eco Composite mały płomyk różowy	**67166**
Polish Eco Composite kielich różowy	**67167**
Polish Eco Composite płomyk różowy	**67168**



Pilniki K-File LIKE

Pilniki typu K do ręcznego opracowywania cienkich kanałów oraz do znajdowania kanałów.Są bardzo elastyczne i wytrzymałe.Pakowane pojedynczo (sterylnie) w blistrach. Można je sterylizować w autoklawie.

Opakowanie 6 Sztuk	
21 mm/10	**MD132758**.
21 mm/15.	**MD132759**
21 mm/20	**MD132760**
21 mm/25	**MD132761**
21 mm/35	**MD132763**
21 mm/40	**MD132764**
21 mm/45	**MD132765**
21 mm/50	**MD132766**
25 mm/06	**MD129367**
25 mm/08	**MD129368**
25 mm/10	**MD129369**
25 mm/15	**MD129370**
25 mm/20	**MD129371**
25 mm/25	**MD129372**
25 mm/30	**MD130006**
25 mm/35	**MD130007**
25 mm/40	**MD130008**
25 mm/45	**MD130009**
25 mm/50	**MD130010**
25 mm/55	**MD130023**
25 mm/60	**MD130011**
25 mm/70	**MD130012**
25 mm/80	**MD130013**
31 mm/08	**MD130015**
31 mm/10	**MD130016**
31 mm/15	**MD130017**
31 mm/20	**MD130018**
31 mm/25	**MD130019**
31 mm/30	**MD130020**
31 mm/35	**MD130024**
31 mm/40	**MD130025**
31 mm/45	**MD130026**
31 mm/50	**MD130027**
31 mm/55	**MD130028**
31 mm/60	**MD130029**
31 mm/70	**MD130030**
31 mm/80	**MD130031**



Poszerzacze LIKE

K-reamer - narzędzia ze stali nierdzewnej do ręcznego poszerzania kanałów korzeniowych techniką wkręcania.
Posiadają trzy tnące ostrza uformowane w luźną spiralę (w kształcie opisanym przez dr. Kerr'a).
Spirala narzędzi jest luźno skręcona i pozwala na najbardziej efektywny transport ściętej zębiny.
Zapewnia to również wysoką odporność na pękanie, maksymalną elastyczność narzędzia oraz zwiększa wydajność cięcia.
Tępo zakończony - pasywny - wierzchołek bezpiecznie prowadzi instrument w kanale.
Jednoznaczne i wyraźne oznakowanie typu i rozmiaru instrumentu na uchwycie ułatwia jego identyfikację.
Każdy instrument zaopatrzono w silikonowy ogranicznik.
Instrumenty są pakowane w sterylne blistry i są gotowe do użytku bezpośrednio po wyjęciu z opakowania.

opakowanie typu blister:
6 sterylnych poszerzaczy

Opakowanie 6 Sztuk	
25 mm/08	**MD130046**
25 mm/10	**MD130047**
25 mm/15	**MD130048**
25 mm/20	**MD130049**
25 mm/25	**MD130050**
25 mm/30	**MD130051**
25 mm/35	**MD130052**
25 mm/40	**MD130053**
25 mm/45	**MD130054**
31 mm/10	**MD130128**
31 mm/15	**MD130129**
31 mm/20.	**MD130130**
31 mm/25	**MD130131**
31 mm/30	**MD130132**
31 mm/35	**MD130133**
31 mm/40	**MD130134**
31 mm/45	**MD130135**

Pilniki Hedstroem LIKE

Pilniki typu H - wysoce wydajne narzędzia ze stali nierdzewnej do ręcznego opracowywania kanałów. Zaprojektowane zgodnie z kształtem opisanym przez dr Hedströma.
Przeznaczone są do wszystkich technik wykonywanych ruchem obrotowo-piłującym (wymiatającym).
Charakteryzują się doskonałą zdolnością cięcia tkanki oraz pasywnym, tępo zakończonym i bezpiecznym wierzchołkiem.
Instrumenty są pakowane w sterylne blistry i są gotowe do użytku bezpośrednio po wyjęciu z opakowania.

Każdy instrument zaopatrzono w silikonowy ogranicznik.
Jednoznaczne i wyraźne oznakowanie typu i rozmiaru (zgodnie z ISO) instrumentu na uchwycie ułatwia jego identyfikację.
opakowanie typu blister:
6 sterylnych pilników

Opakowanie 6 Sztuk	
21 mm/10	**MD132748**
21 mm/15	**MD132749**
21 mm/20	**MD132750**
21 mm/30	**MD132752**
21 mm/35	**MD132753**
25 mm/08	**MD130034**
25 mm/10	**MD130035**
25 mm/15	**MD130036**
25 mm/20	**MD130037**
25 mm/25	**MD130038**
25 mm/30	**MD130039**
25 mm/35	**MD130040**
25 mm/40	**MD130041**
25 mm/45	**MD130042**
31 mm/08	**MD130116**
31 mm/10	**MD130117**
31 mm/15	**MD130118**
31 mm/20	**MD130119**
31 mm/25	**MD130120**
31 mm/30	**MD130121**
31 mm/35	**MD130122**
31 mm/40	**MD130123**
31 mm/45	**MD130124**
31 mm/50	**MD164187**
31 mm/60	**MD164189**
31 mm/70	**MD164190**
31 mm/80	**MD164191**



Tipy do skalera

Tip do skalera ORBIS - końcówka 21 Supra + klucz CT **MD127827**



Tip do skalera ORBIS - końcówka perio 22 Sub + klucz CT **MD127828**



Tip do skalera ORBIS - końcówka perio 23 Sub Long + klucz CT **MD127829**



Tip do skalera ORBIS - końcówka perio 3P Perio **MD127832**



RA - KĄTNICA


801


368


859


860


862

EF 801/023 W	MD149961
F 801/014 W	MD149954
F 801/016 W	MD149955
F 801/018 W	MD149956
F 801/023 W	MD149957
F 801/029 W	MD149959
M 801/014 W	MD149947
M 801/021 W	MD149948
M 801/023 W	MD149949
M 801/027 W	MD149950
M 801/029 W	MD150105
F 368/023 W	MD149967
M 368/020 W	MD149965
EF 859/018 W	MD149977
F 859/018 W	MD149968
F 860/012 W	MD149969
F 862/012 W	MD149971
M 862/012 W	MD149974
M 863/016 W	MD150104

FG-TURBINA


801


368


830

EF 801/023 FG	MD150371
F 801/023 FG	MD150376
M 801/010 FG	MD150327
M 801/012 FG	MD150328
M 801/014 FG	MD150329
M 801/016 FG	MD150330
M 801/018 FG	MD150331
M 801/023 FG	MD150332
M 801/029 FG	MD150333
F 368/023 FG	MD150380
C 368/023 FG	MD150354
M 830/016 FG	MD150382
F 830/021 FG	MD150378
M 830/010 FG	MD150355
M 830/012 FG	MD150356
M 830L/014 FG	MD150357
M 830RL/021 W	MD149963



835

M 835/008 FG	MD150345
M 835/009 FG	MD150339
M 835/010 FG	MD150340
M 835/012 FG	MD150341
M 835/014 FG	MD150342
C 835/010 FG	MD150336
C 835/012 FG	MD150337
C 835/014 FG	MD150338



837

M 837KR/014 FG	MD150343



838

M 838/009 FG	MD150346
M 838/010 FG	MD150347
M 838/012 FG	MD150348



862

EF 862/012 FG	MD150373
F 862/012 FG	MD150379
M 862/012 FG	MD150358
C 862/012 FG	MD150350
C 862/016 FG	MD150351
SC 862/012 FG	MD150349



863

M 863/016 FG	MD150359



868

EF 868/018 FG	MD150374



878

M 878/012 FG	MD150360



878K

M 878K/014 FG	MD150361
M 878K/016 FG	MD150362
C 878K/014 FG	MD150384
C 878K/016 FG	MD150352
C 878K/018 FG	MD150353




886

M 886/016 FG	MD150363
SC 886/014 FG	MD150383

Serwety LIKE

Prostokątne, dwuwarstwowe, niezwykle chłonne serwety ochronne dla pacjenta.
Serwety ochronne LIKE posiadają mocno chłonną wierzchnią warstwę wykonaną z czystej celulozy, która wchłania szczególnie dużą ilość płynu. Ochronna strona spodnia wykonana z folii PE zapobiega przemakaniu serwety. Wysoka chłonność i wodoodporność gwarantują wysoki poziom komfortu Twoim pacjentom.
Właściwości:
- Optymalna ochrona i komfort dla pacjenta
- Wysoka zdolność wchłaniania
- Nieprzepuszczalny dla wilgoci
- Papier 25 g/m2
- Folia PE 8 g/m2
- Bez lateksu
- Rozmiar: 33 x 45 cm
- 500 sztuk



opakowanie typu blister:
6 sterylnych poszerzaczy

Opakowanie 500 Sztuk	
Ciemnoniebieskie 33 x 45 cm . 2 warstwowe	**PD000002**
Jasnoniebieskie 33 x 45 cm 2 warstwowe	**PD000003**
Białe 33 x 45 cm 500 szt. 2 warstwowe	**PD000004**
Zielone 33 x 45 cm 500 szt. 2 warstwowe	**PD000005**
Fioletowe 33 x 45 cm 500 szt. 2 warstwowe	**PD000006**



Najlepsze szkolenia dla lekarzy dentystów, asystentek i higienistek stomatologicznych

ORBIS A-Silicone dynamic

Dane techniczne	Type B 177351 	Type A 177348 
Tekstura	Heavy / Type 1	Heavy / Type 1
Kolor	Jasnozielony	Żółty
Czas wiązania (razem z czasem mieszania)	02:30	02:30
Czas wiązania w jamie ustnej	02:30	02:30
Łączny czas wiązania	05:00	05:00
Deformacja pod naciskiem	2,0%	3,0%
Powrót do stanu sprzed deformacji	99,4%	99,5%
Liniowa zmiana wymiarowa	0,2%	0,2%
Twardość Shorea	A 70	A 60
Smak	Mięta	Vanilia



ORBIS A-Silicone classic

Dane techniczne	PUTTY / PUTTY SOFT 149745 / 302003 	PUTTY SOFT 5:1 Cartdrige 302004 	HEAVY 302005 	MEDIUM 149753 	LIGHT 149748 
Tekstura	Putty / Typ 0	Putty / Typ 0	Heavy / Typ 1	Medium / Typ 2	Light / Typ 3
Kolor	Jasnozielony / Niebieski	Niebieski	Fioletowo- niebieski	Liliowy	Różowy
1:1 / czas mieszania 5:1 / czas mieszania	30 sek. -	- Automatyczne	Automatyczne -	Automatyczne -	Automatyczne -
Czas wiązania (razem z czasem mieszania)	Do 2 min	Do 2 min	Do 2 min. 15 s	Do 2 min	Do 2 min
Czas wiązania w jamie ustnej	≥ 2 min	≥ 2 min	Do 2 min. 15 s	≥ 2 min	≥ 2 min
Łączny czas wiązania	4 min	4 min	4 min. 30 s	4 min	4 min
Deformacja pod naciskiem	2,0%	2,5%	2,0%	2,0%	3,0%
Powrót do stanu sprzed deformacji	99,4%	99,5%	99,6%	99,6%	99,6%
Zmiana wymiarów liniowych	0,2%	0,2%	0,1%	0,13%	0,16%
Twardość Shorea	A 70 / A 60	A 60	A 60		
Smak	Miętowy	Miętowy	Neutralny	Miętowy	Miętowy

ORBIS Orbi-Bite

Dane techniczne	Orbi-Bite granit 149649	Orbi-Bite 149646	Orbi-Bite Transpa 216639	Orbi-Bite Scan 216640	Orbi-Bite Green 216641
					
Kolor	Turkusowy	Żółty	Transparentny	Żółty	Zielony
Czas wiązania wewnątrzustnego	00:30	01:00	01:00	00:30	01:00
Czas pracy (z czasem wiązania)	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30
Czas wiązania	01:00	01:30	01:30	01:00	01:30
Liniowa zmiana wymiarów	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%
Twardość Shore	D 45	A 85	A 70	D 45	A 95

ORBI-Prophy Powder

Indeks		Classic 278000 - 278003	Soft 278005	Perio 278004	PLUS 278006
Smak		wiśnia, mięta, cytryna, czarna porzeczka	neutralny	neutralny	neutralny
Składnik aktywny		Wodorowęglan sodu	Glicyna	Glicyna	Tagatoza
Wielkość cząsteczek		40 µm	65 µm	25 µm	15 µm
Wartość PH		8,1 - 8,4 (przy 20 °C)	6 (przy 25 °C, 10 g/l)	6 (przy 25 °C, 10 g/l)	6 - 8 (przy 20 °C, 10 g/l)
Ząb	Przebarwienia i zęby mleczne	✓	✓	✗	✓
	Szkliwo	✓	✓	✓	✓
	Białe plamy na szkliwie	✗	✗	✓	✓
	Zębina	✗	✗	✓	✓
Dziąsło	Dziąsło	✗	✗	✓	✓
	Język i podniebienie	✗	✗	✓	✓
Odbudowa	Kompozyt hybrydowy	✗	✗	✓	✓
	Glasjomer	✗	✗	✓	✓
	Implanty	✗	✗	✓	✓
Ortodoncja	Metalowe elementy stałych aparatów ortodontycznych	✗	✗	✓	✓
Obszar naddziąsłowy		✓	✓	✓	✓
Obszar poddziąsłowy		✗	✗	✓	✓
Obszar poddziąsłowy		✗	✗	✓	✓
Zdjęcie					



e-store.koldental.com.pl